

### 3. Provoz přístroje


#### 3.1 Upevnění manžety na zápěstí

Manžetu můžete upevnit kolem levého i pravého zápěstí.

##### Poznámky:

- Pro správné měření musí být manžeta upevněna kolem zápěstí pevně a zároveň pohodlně.
- Vyhrňte si rukáv, aby se přístroj přímo dotýkal pokožky.
- Nepřikládejte přístroj přes oblečení.

- 
1. Položte manžetu na své levé zápěstí tak, aby váš palec směřoval nahoru.



**Poznámka:** Ujistěte se, že manžeta nezakrývá vystupující část kosti loketní (ulny) na hraničné zápěstí.

---

2. Podržte konec manžety a tahem ji obtoče kolem zápěstí tak, aby byla pohodlně upevněna.



**Poznámka:** Pokud není manžeta pohodlně a pevně upevněna na zápěstí, není možné správně provést měření.


Prsty narovnejte manžetu tak, aby dobře přilnula k zápěstí.

#### Poznámky:

- Není-li manžeta pořádně upevněna kolem zápěstí, může během měření klouzat.
- Máte-li útlé zápěstí, může vám být manžeta trochu volná. Tato vůle nemá na měření vliv, proto byste neměli manžetu dotahovat násilím.
- Zbývající část manžety může být vhodně přehnuta stranou.




- Je-li obtížné přehnout manžetu stranou, nechte ji v přirozené poloze. Neovlivní to výsledek měření.



### Měření na pravém zápěstí

Krevní tlak si můžete měřit i na pravém zápěstí.

Upevněte přístroj na pravé zápěstí tak, jak je znázorněno na obrázku.



## 3.2 Správná poloha

Pro přesné výsledky měření je důležité správné držení těla. Pokuste se měřit si krevní tlak každý den ve stejnou dobu.

### Poznámky:

- Tlak si neměřte poté, co jste se koupali, pili alkohol nebo cvičili.
- Po celou dobu měření se nehýbejte a nemluvte.

Pohodlně se posaďte, narovnejte záda, položte svou paži příčně hrudníkem a uvolněte se.




Paži položte tak, aby přístroj byl ve stejné výši jako vaše srdce.



Nepřidržujte manžetu druhou rukou. Výsledky měření by mohly být nepřesné.

Uvolněte zápěstí a ruku.



Neprehýbejte zápěstí dozadu.

Nesvírejte pěst.

Neprehýbejte zápěstí dopředu.