



OMRON



**Bolí vás  
záda nebo  
klouby?**



# TENS

## léčba bolesti

ÚLEVA STISKNUTÍM  
TLAČÍTKA

léčba bolesti zad, kloubů,  
svalové strnulosti a těžkých nohou TENS pulsy

- revitalizace léčené oblasti prostřednictvím stimulace nervových drah
- obnovení původních organických procesů
- cílená léčba příčin bolesti bez vedlejších účinků
- klinicky ověřený účinek
- registrovaný zdravotnický prostředek



OMRON HeatTens

GOING FOR **ZERO**  
Péče o zdraví bez kompromisů

[www.celimed.cz](http://www.celimed.cz)

# Co je TENS léčba bolesti

Uvedené přístroje vytvářejí jemné elektrické impulsy, které jsou přenášeny do léčené oblasti měkkými polštářky (elektrodami) přiloženými na pokožku. Přestože OMRON TENS přístroje používají pokročilé technologie, jsou jednoduché k použití a poskytují široký rozsah léčebných procedur v automatickém nebo manuálním režimu.

## Jak správně použít OMRON TENS

- Vaše pokožka musí být čistá, suchá a zdravá
- Elektrody umístěte na každou stranu bolestivé oblasti, ale ne přímo na ni, nejméně 2,5 cm od sebe
- Vyberte program a zahajte léčbu, vždy od nižší intenzity k vyšší
- Celková doba procedury je 15–30 min až 3x denně
- Pravidelně vyhodnocujte léčebný účinek a sledujte zlepšení pro ukončení léčby

## OMRON HeatTens

### Dvojitá léčba: Teplota + Tens

Teplota zahřívá a uvolňuje, Tens přináší úlevu od bolesti

- 3 režimy kombinací teplota – Tens
- 9 inteligentních přednastavených programů
- 6 léčebných zón a 3 typy masáže
- 2 nastavitelné úrovně teplota (vyhřívání elektrod)
- 20 nastavitelných úrovní Tens
- funkce REPEAT pro opakování oblíbených sekvencí
- gelové HeatTens omyvatelné elektrody s dlouhou životností
- napájení: akumulátor + síťový dobíjecí zdroj

**NOVINKA**



## OMRON E3 Intense

- 9 inteligentních programů
- 6 léčebných zón a 3 typy masáže
- nastavitelná intenzita stimulace
- jednoduché ovládání třemi tlačítky
- názorný displej s průvodcem léčebnými zónami
- omyvatelné elektrody s dlouhou životností a vynikající biologickou snášenlivostí
- klip na opasek
- napájení 2 ks AAA baterie



Uvedené přístroje jsou registrované zdravotnické prostředky a nesmějí být používány u dětí, pacientů s kardiostimulátory a jinými implantáty, v případě horečky, epilepsie, srdečních chorob atd., další info na [www.celimed.cz](http://www.celimed.cz). V případě jakýchkoliv pochybností o vhodnosti léčby se poraďte se svým lékařem, fyzioterapeutem nebo lékárníkem.

V prodeji ve zdravotnických potřebách a lékárnách nebo na [www.celimed.cz](http://www.celimed.cz)

Obchodní zastoupení a autorizovaný servis pro ČR CELIMED s. r. o.  
Spotřebitelská linka: 475 211 113, [info@celimed.cz](mailto:info@celimed.cz)