



Relative humidity: <=95 %

Expected service life of device: 5 years

#### INFORMATION ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

This medical device needs special care as far as electromagnetic compatibility is concerned. It must be installed and used in compliance with the information given in the accompanying documents. Portable and mobile radio communication appliances may affect the operation of the thermometer.

<b>MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION – ELECTROMAGNETIC EMISSIONS</b> The digital thermometer Flex Temp (DT-101A) can be used in the following electromagnetic environment. The customer or user of the digital thermometer Flex Temp (DT-101A) must make sure that the device is used in such environment.	
<b>Emission test</b>	<b>Compliance</b> Electromagnetic environment guide
Installed emissions (EMF) IEC/EN 61010-1	Group 1 The digital thermometer Flex Temp (DT-101A) uses RF energy. The digital thermometer Flex Temp (DT-101A) emissions are very low and cause no interference close to electronic appliances.
<b>MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION – ELECTROMAGNETIC IMMUNITY</b> The digital thermometer Flex Temp (DT-101A) can be used in the following electromagnetic environment. The customer or user of the digital thermometer Flex Temp (DT-101A) must make sure that the device is used in such environment.	
<b>Emission test</b>	<b>Compliance</b> Electromagnetic environment guide
Electromagnetic discharge (ESD) IEC/EN 61010-4-2	3 kV in contact ± 5 kV in the air The items should be made of metal, covered with a synthetic material, and have a humidity should not exceed 30%.
Magnetic field (EMF) IEC/EN 61010-4-8	30 mV The magnetic field should be the typical magnetic field of a commercial or hospital environment.
Installed immunity (EMF) IEC/EN 61010-4-2	3 V/m 10 MHz to 2.5 GHz (in operation) and 10 V/m (in equipment)

#### NOTE Specifications and designs are based on the latest information available at the time of printing and subject to change without notice.

## D

*Um einen richtigen Gebrauch, bitte die Bedienungsanleitungen durchlesen. Bittehalten Sie diese Bedienungsanleitungen um einen zu künftigen Gebrauch.*

#### VERBUNDUNGSSCHW ECK UND BEZUGSVORSCHRIFT

Dieses digitale Thermometer Modell Flex Temp (DT-101A) ist ein Gerät zur Messung der Körpertemperatur keine stän die Überwachung seitens des ärztlichen Personals und des Personals der medizinischen Assistenten gefragt ist.

Das Gerät ist zum Mundgebrauch, Achselhöhle-Gebrauch, Rektal- Gebrauch, bestimmt und muss so verwendet werden indem die in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen gewissenhaft befolgt werden: jeglicher weiter nicht verordneter Gebrauch muss als unkorrekt angesehen werden. Flex Temp (DT-101A) ist ein Produkt, das mit den europäischen Richtlinien 93/42/CEE und den entsprechenden EN Vorschriften, die angepasst wurden, übereinstimmt.

Das elektrische Digitalthermometer Modell Flex Temp (DT-101A) ist ein medizinisches Gerät der Klausel 3.2, Sektion 3, Regel 10 der Richtlinie 93/42/CEE.

#### WARNUNGEN

Beißen, falten, fallen lassen oder abmontieren das Thermometer nicht. Halten Sie das Produkt von Kindern ab. Nicht stellen das Gerät direkt in das Sonnenlicht, in dem Staub oder auf Hochtemperatur. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch mit Wasser. Gebrauchen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, der in diesen Anleitungen beschreiben ist. Jede andere Verwendung ist gefährlich zu betrachten. Bitte ausbauen Sie das Produkt nur für der Batterien Ersetzung. Bei anhaltenden hohen Temperaturen, vor allem für Kinder, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.

Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterie, Batteriefach), die von Kindern verschluckt werden können. Aus diesem Grund lassen Sie das Thermometer nicht unbeaufsichtigt. Die flexible Spitze darf nicht weiter als 45° abgebogen werden.

#### BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Bevor Sie die Messung beginnen, reinigen Sie die Sonde mit Alkohol (Empfehlungen vor dem

Gebrauch: nicht rauchen, Bad oder Dusche nicht nehmen, heiße oder kalte Getränke nicht trinken und nicht sich trainieren).Die Taste zum Anschalten drücken, ein Piepton ertönt, prüfen, das das Display in Folge nachfolgendes anzeigt: 188,8 °C ungefähr 3 Sekunden lang, nachdem das Symbol L °C nicht blinkend und dann das Symbol L °C blinkend erschienen ist, kann das Thermometer für die Temperaturmessung eingesetzt werden. Die Sonde an der Messstelle platzieren.Während der Messung, zeigt das Display den Temperaturanstieg an. Durch einen Piepton signalisiert das Thermometer das Ende des Messvorganges.

Durch Drücken der Taste das Thermometer ausschalten. (Das Thermometer schaltet automatisch nach ungefähr 10 Minuten aus, wenn es nicht eingesetzt wird).**Mund-Gebrauch:** Bevor Sie beginnen zu vermessen, halten Sie den Mund geschlossen für eine Minute. Stellen Sie die Sonde unten die Zunge und halten den Mund gut geschlossen, solange die Temperatur vermist ist und ein Beep klingelt. Die angezeigte Temperatur liegt ungefähr 0,3°C und 0,8°C unterhalb der rektalen Messung. Die Messdauer schwankt zwischen 50 und 70 Sekunden.

**Achselh ile-Gebrauch:** trocken Sie die Haut mit einem Tuch und dann stellen Sie die Sonde unten die Achselhöhle. Halten Sie das Thermometer auf dieser Stellung, solange ein Beep klingelt. Die angezeigte Temperatur liegt ungefähr 0,5°C und 1,5°C unterhalb der rektalen Messung. Die Messdauer schwankt zwischen 80 und 120 Sekunden. Für genauere Ergebnisse ist es ratsam, die Messdauer von ca. 5 Minuten trotz des Signaltons zu verlängern.

**Rektal-Gebrauch:** Die Sonde in den After einführen (maximal 2 cm), und den Piepton abwarten. Die Messdauer schwankt zwischen 40 und 60 Sekunden. Die rektale Methode wird als genauer angesehen, da sie die effektive interne Körpertemperatur anzeigt.

#### SPEICHER FUNKTION

Das Thermometer speichert die letzte durchgeführte Temperaturmessung. Diese wird automatisch für ungefähr 2 Sekunden angezeigt, (nach dem Anschalten des Thermometers und nach der Aufschrift “188,8 °C”). Wenn eine neue Messung vorgenommen wird, wird diese anstelle der vorherigen Messung gespeichert und beim nachfolgenden Anschalten des Thermometers angezeigt.

#### RSETZUNG

Wenn der Anzeige das Symbol “☐” zeigt, bedeutet das, dass die Batterie ersetzt werden soll. Richtung der Sonde. Ziehen Sie vorsichtig die leeren Batterien heraus, um Hilfe gebrauchen Sie ein Kugelschreiber. Stecken Sie eine neue Batterie von 1,5 V (LR41) ein; stellen Sie die positiven Pole nach oben und die negativen Pole nach unten. Schließen Sie wieder den Batterieraum.

#### Hinweise zum Umgang mit Batterien.

Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.

#### Verschluckungsgefahr!

Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran erstickn. Daher Batterien für Kleinkinder unerreikbaar aufbewahren!

Wenn eine Batterie ausgetauscht ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.

#### Explosionsgefahr!

Keine Batterien ins Feuer werfen. Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Immer alle Batterien gleichzeitig austauscheln. Keine Akkus verwenden!

Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkerleimen.

#### REINIGUNG

Reinigen Sie das Thermometer mit einem soften und Wasser-befeuchteten Tuch oder mit Alkohol und Wasser. Abstellen Sie immer das Produkt in der Plastikschutzhülle. Bitte werfen Sie nicht das Produkt im Wasser oder in anderen Flüssigkeiten Alle die Anleitungen und die Bilder sind auf dem letzten Druck gebracht und können einiger Veränderungen unterliegen.

#### SYMBOL

☐ Die beigefügte Dokumentation zu Rate ziehen

☒ Angewandte Teile Typ BF

☔ Trocken halten

Die Batterie wurde unter Beachtung der Verfügung der europäischen Richtlinien 2006/66/ CEE produziert.

☒ Hersteller

☒ Europäische vertretung

☒ Flex Temp (DT-101A) wurde in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 93/42/ CEE hergestellt.

#### ☒

#### ENTSORGUNG

Das Gerät, einschließlich seiner abnehmbaren Teile und Zubehörteile darf am Ende seiner Gebrauchzeit nicht zusammen mit dem Stadtmüll entsorgt werden, sondern muss gemäß der europäischen Richtlinie entsorgt werden. Da das Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss, muss es in einen differenziertes Sammelzentrum für elektrische und elektronische Geräte gebracht werden oder erneut dem Verkäufer übergeben werden im Moment des Kaufs eines gleichwertigen Geräts. Im Falle von Übertretungen sind strenge Sanktionen vorgesehen.

Die von diesem Produkt ver edeten Batterien müssen nach ihrem Gebrauchsende in den bestimmten Sammelbeh ltern entsorgt erden.

#### TECHNISCHE MERKMALE

Modell: Flex Temp (DT-101A)
Messungsbereich: 32,0 °C~42,0 °C
Temperatur: <32,0 °C Anleitung L °C
Temperatur: >=42,0 °C Anleitung H °C
Gradenteilung: 0,1 °C
Messgenauigkeit: 35,5~42 °C ± 0,1 °C; andere Messungsbereich ± 0,2 °C
Akustisches Alarmsignal (vier Pieptöne aufeinanderfolgend), nachdem die Messung beendet ist, wenn die für ungefähr 16 Sekunden Temperatur stabil bleibt (nicht mehr als 0,1 °C schwankt).

Anzeiger: LCD

Batteriebetrieben: Produkt versorgt von einer Batterie 1,5 Volt LR41
Batteriedauer, ungefähr 100 ununterbrochene Einsatzstunden
Gewicht 12 gr (Batterien inkl.)
Dimensionen des Produktes: 128,1 × 18 × 10,5 mm
Gebrauchsbedingungen:
Temperatur: +5 ~+ 35 °C
Feuchtigkei: <=80 %
Bedingung der Lagerung, des Transports und der Aufbewahrung: Temperatur: -25~+55 °C
Feuchtigkeit: <=95 %
Erwartete Lebensdauer des Gerätes: 5 Jahren

#### INFORMATIONEN IM HINBLICK AUF DIE ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT DES GERÄTS

Dieses medizinische Gerät bedarf besonderer Vorkehrungen im Hinblick auf die ektromagnetische. Kompatibilität und muss gemäß den in den Begleitdokumenten angegebenen Informationen verwendet werden. Tragbare und mobile

Geräte zum Funkverkehr können das oben genannte Thermometer beeinflussen.

<b>ANLEITUNG UND ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS – ELEKTROMAGNETISCHE AUSSTRAHLUNGEN</b> Das digitale Thermometer Flex Temp (DT-101A) ist im folgen angelegten elektromagnetischen Umfeld verwendbar. Der Kunde oder Benutzer des digitalen Thermometer Flex Temp (DT-101A) muss sich vergewissern, dass das Gerät in diesem Umfeld verwendet wird.	
<b>Beschreibungstest</b>	<b>Konformität</b> <b>Maßnahmen zum elektromagnetischen Umfeld</b>
Elektromagnetische Störungen (ESD) IEC/EN 61010-4-2	Group 1 Das digitale Thermometer Flex Temp (DT-101A) erzeugt RF-Energie nur zu seiner inneren Funktion. Daher sind seine RF-Emissionen gering und verursachen keine Störungen in der Nähe von elektronischen Geräten.
<b>ANLEITUNG UND ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS – ELEKTROMAGNETISCHE IMMUNITÄT</b> Das digitale Thermometer Flex Temp (DT-101A) ist im folgen angelegten elektromagnetischen Umfeld verwendbar. Der Kunde oder Benutzer des digitalen Thermometer Flex Temp (DT-101A) muss sich vergewissern, dass das Gerät in diesem Umfeld verwendet wird.	
<b>Beschreibungstest</b>	<b>Konformität</b> <b>Maßnahmen zum elektromagnetischen Umfeld</b>
Elektromagnetische Störungen (ESD) IEC/EN 61010-4-2	Die folgenden Werte sind für: Zerstört oder Korrekt sein, Wenn die Funktionen mit synthetischen Material überlegen sind oder die relative Feuchtigkeit maximal 30% beträgt.
Magnetisches feld (EMF) IEC/EN 61010-4-8	30 mV Das magnetische feld sollte das synthetische Material überlegen oder Transparenz sein.
Installationsimmunität (EMF) IEC/EN 61010-4-2	3 V/m 10 MHz to 2.5 GHz für Geräte die nicht in Equipment sind

#### ACHTUNG: alle Anweisungen und alle Abbildungen basieren auf den letzten Informationen, die im Moment des Drucks des Handbuchs vorliegen und können Veränderungen unterliegen.

## HU

*A termék helyes használata érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa át az alábbi használati utasítást. Kérjük, a használati utasítást őrizze meg, később még szüksége lehet rá.*

#### A TERMÉK RENDELTETÉSE ÉS A SZABVÁNYI HÁTTÉR

A Flex Temp (DT-101A) digitális hőmérő, kizárólag a testi hőmérséklet mérésére szolgál, mely egyaránt alkalmas az otthoni használaton kívül, a klinikai és kórházi használatra is, ahol nem szükséges az orvos vagy paramedikus állandó felügyelete. A mérést lehet szájban, hónaljban és végbélben végezni, az alábbi utasítások szigorú betartásával: Az előírásoktól eltérő használat nem rendeltetési szerinti használatnak minősül. A termék megfelel a 93/42/CEE európai irányelvnek és a vonatkozó harmonizált EN szabványoknak. A Flex Temp (DT-101A) a 93/42/CEE irányelv 10.paragrafus, 3.szakasz, 3.2cikkének hatálya alá tartozó orvosi műszer.

#### FIGYELMEZTÉS

Ne harapdálja, ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és ne szerelje szét a hőmérőt. Ügyeljen arra, hogy ne hagyja a terméket, gyermekek által elérhető helyen. Óvja a készüléket a közvetlen napsugárzástól, nedvességtől és portól. Ne tegye ki a hőmérőt magas hőmérsékletnek. A hőmő kizárólag testi hőmérés végzésére alkalmas,a termék nem rendeltetészerű használata veszélyes. Az elem eltávolításának/cseréjének esetén kívül, Ne szerelje szét a készüléket. Főleg gyermekek esetében fellebb makacs láz esetén, minél gyorsabban értesítse a Temperatúr stabil bleibt (nicht mehr als 0,1 °C schwankt).

Anzeiger: LCD

Batteriebetrieben: Produkt versorgt von einer Batterie 1,5 Volt LR41

Batteriedauer, ungefähr 100 ununterbrochene Einsatzstunden
Gewicht 12 gr (Batterien inkl.)
Dimensionen des Produktes: 128,1 × 18 × 10,5 mm
Gebrauchsbedingungen:
Temperatur: +5 ~+ 35 °C
Feuchtigkei: <=80 %
Bedingung der Lagerung, des Transports und der Aufbewahrung: Temperatur: -25~+55 °C
Feuchtigkeit: <=95 %
Erwartete Lebensdauer des Gerätes: 5 Jahren

#### INFORMATIONEN IM HINBLICK AUF DIE ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT DES GERÄTS

Dieses medizinische Gerät bedarf besonderer Vorkehrungen im Hinblick auf die ektromagnetische. Kompatibilität und muss gemäß den in den Begleitdokumenten angegebenen Informationen verwendet werden. Tragbare und mobile

elött, kb. 1 percen keresztül tartsa zárva a száját. Az érzékelő fejet a nyelv alá helyezze be, a száját tartsa szorosan zárva és kapcsolja. A mérés végét csippanó hang jelzi. A szájbán mért hőmérséklet kb. 0,3 °C–0,8 °C – kal alacsonyabb hőmérsékletet mutat a végbélben mért hőmérséklethez képest. A mérés időtartama 50–70 másodperc.

**Hónaljban történő mérés:** törölje szárazra a bört és helyezze be az érzékelő fejet a hónaljba. Ügyeljen arra, hogy az ér zékelő fej, megfelelően érintkezzen a bőr felülettel. Kapcsolja be a hőmérőt és tartsa a hőmérőt a hónaljban, amíg nem hallja a csippanó hangot. A hónaljban mért hőmérséklet 0,5 °C–1,5 °C-kal alacsonyabb a végbélben mért hőmérséklethez képest. A mérés időtartama megközelítőleg 80–120 másodperc. A pontosabb eredmények érdekében ajánlatos a mérési időt kb. 5 percce meghosszabbítani a csipogás ellenére.

**Végbélben történő mérés:** helyezze a hőmérőt a végbélbe (max. 2 cm mélyen), és várjon a csippanó hangra. A mérés időtartama körülbelül 40–60 másodperc. A végbélben mért hőmérséklet bizonyul a legpontosabb értéknek, mivel ez van legközelebb a maghőmérséklethez.

#### MÉRT ADATOK TÁROLÁSA (MEMORIA FUNKCIÓ)

A hőmérő az utolsó mérési eredményt tárolja a memóriában. A mért érték kb. 2 másodpercce automatikusan megjelenik (a hőmérő bekapcsolásakor, a “188,8 °C” kiírást követően). Az új mérés eredménye törli az előző mérési eredményt és a hőmérő újabb használatáig tárolásra kerül a memóriában, a hőmérő bekapcsolásakor pedig, megjelenik a kijelzőn.

#### AZ ELEM CSERÉJE

A kijelző alsó, jobb sarkában megjelenő “☐” szimbólum az elem cseréjének szükségességét jelzi. Húzza le az elemtartó rekesz tetejét az érzékelő fejelet ellentétes irányban.A kimerült elemet óvatosan vegye ki egy fémhegyű tárgy (pl. toll) segítségével. Helyezze be az új 1,5V, LR41 típusú elemet a (+) jelű pozitív pólussal felfelé és a (-) negatív pólussal lefelé. Zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét. **Megjegyzések az elemek kezelésére.** Ha a bőr vagy a szem érintkezik az akkumulátor folyadékkal, öblítse ki az érintett területeket vízzel és forduljon orvoshoz. **Fulladás veszély!** A kisgyermekek lenyelhetik és megfulladhatnak az elemektől. Az elemeket kisgyermekek elől tartsa elzárva.Figyelje a plusz (+) és mínusz (-) polaritás jeleket. Ha egy elem kifolyt, vegyen fel védőkesztyűt és tisztítsa meg az elemtartót egy száraz ruhával. Óvja az elemeket a túlzott hőtől.

**Robbanásveszély!** Soha ne dobja az elemeket tűzbe. Ne töltsd vagy rovid-zárlatolja el az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, vegye ki az elemeket az elemtartóból. Csak azonos vagy egyenértékű típusú elemeket használjon. Mindig cserélje ki az összes elemet egyszerre. Ne használjon újratölthető elemeket. Az elemeket ne szedje szét, ne szerelje szét, ne törje össze.

#### A TERMÉK TISZTÍTÁSA

A hőmérőt használat előtt és után mindig tisztítsa meg, vízzel, vagy alkoholos oldószerrel benedvesített puha ruhadarabbal. A terméket a műanyag védőtokban tárolja. Ne tegye a terméket vízbe, vagy más folyadékba.

#### SZIMBÓLUMOK

☐ Tanulmányozza át a mellékelt dokumentációt

☒ BF típusú alkatrészek

☔ Tartsa a készüléket szárazon

Az elem gyártása a 2006/66/CEEurópai irányelvnek megfelelő

☒ Gyártó

☒ Európai képviselő

☒ Flex Temp (DT-101A) gyártása a 93/42/CEE európai irányelv alapján történt

#### ☒

#### ☒ HULLADÉK KEZELÉS

A készülék, ideértve az eltávolított részeket és tartozékokat, nem helyezhető el háztartási hulladékként, hanem a európai irányelv alapján, a háztartási hulladéktól elkülönítve, külön, az elektromos és az elektronikai hulladékok gyűjtésére kialakított szemetgyűjtőkben helyezhetők el a használati időtartam lejártát követően, illetve új, azonos termék vásárlása esetén, a forgalmazók, a régi, hulladékká vált terméket ingyen visszaveszik. Az előírások megszegése, súlyos büntetést von maga után. Az elhasználdott elemeket az erre a célra kialakított szemetgyűjtőkben kell elhelyezni.

#### ELEKTROMÁGNESES MEGFELELŐSÉGE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Ez az orvosi műszer fokozott elővigyázatosságot igényel az elektromágneses megfelelésre vonatkozóan, beszerelését és használatát a mellékelt dokumentumok figyelembevételével kell végezni. Hordozható és mobil rádiokommunikációs készülékek befolyásolhatják a hőmérő működését.

<b>A GYÁRTÓ ÚTMUTATÁSA ÉS NYILATKOZATA – ELEKTROMÁGNESES NYBOSZÁSÁT</b> A Flex Temp (DT-101A) Mérés Hőmérő, az általános környezet elektromágneses térben használható, a vesélyes vagy a Flex Temp (DT-101A) káros környeti hatásoktól meg kell őrizni biztosításra, hogy a termék használata az alábbi jellemzőkkel rendelkező terben történjen.	
<b>Előzetes teszt</b>	<b>Magasfesz.</b>
Szabvány: IEC/EN 61010-4-2	1 osztály
Előzetes teszt	A Flex Temp (DT-101A) típusú berendezés, kizárólag a saját belső funkcióinak használatára RF energiát nem adhat. Ne legyen átvitt, vagy nem átvitt átvitt jelre érzékeny, más, a készülék közelében létező elektronikus berendezés.
<b>A GYÁRTÓ NYILATKOZATA ÉS ÚTMUTATÁSA – ELEKTROMÁGNESES IMMUNITÁSA</b> A Flex Temp (DT-101A) Mérés Hőmérő, az általános környezet elektromágneses térben használható, a vesélyes vagy a Flex Temp (DT-101A) káros környeti hatásoktól meg kell őrizni biztosításra, hogy a termék használata az alábbi jellemzőkkel rendelkező terben történjen.	
<b>Előzetes teszt</b>	<b>Magasfesz.</b>
Elektromos kisütések (ESD) IEC/EN 61010-4-2	3 kV kontaktus ±5 kV levegőben
Előzetes teszt	A készülék megengedett, belsőleg vagy károsodás nélkül használható, a környezet a készülék közelében nem található meg a 30V-cel.
Magnetikus feld (EMF) IEC/EN 61010-4-8	30 mV
Előzetes teszt	A készülék megengedett, egy hosszabb ideig használható, a környezet a készülék közelében nem található meg a 30V-cel.
Szabvány IEC/EN 61010-4-2	3 V/m 10 MHz–102,5 GHz-ben (nem átvitt) berendezésben)

#### MŰSZAKI ADATOK

Modell: Flex Temp (DT-101A)

Mérési tartomány: 32,0 °C~42,0 °C

L °C jel a kijelzőn, ha a hőmérséklet kisebb

<32,0 °C

H °C jel a kijelzőn, ha a hőmérséklet egyenlő,

vagy nagyobb, mint >=42,0 °C

Kijelzési fokozat: 0,1 °C

Pontosság: 35,5~42 °C között ± 0,1 °C; Egyéb

hőmérséklet tartományokban ± 0,2 °C

Jelzőhang (4 szer egymás után) a mérés végeztével, amikor a hőmérséklet már nem változik, azaz a mért hőmérséklet az eltel 16 másodpercben 0,1 °C-nál kevesebbet emelkedett.

LCD kijelző

Energiaforrás: a termék megtáplálása belső energiaforrásról történik, 1 db 1,5 V-os LR 41 típusú elemmel
Az elem üzemideje: megközelítőleg 100 óra

A termék tömege: 12 gr (elemmel együtt)A termék mérete: 128,1 × 18 × 10,5 mm
Működési feltételek:
Hőmérséklet: -25 ~ +35 °C
nedvességtartam: <= 80%
Szállítási és tárolási feltételek:
Hőmérséklet: -25 ~ +55 °C
Nedvességtartam: <=95 %
A készülék várható élettartama: 5 év

#### MEGJEGYZÉS: Az itt szereplő utasítások, adatok és ábrák a használati utasítás nyomtatásának időpontjában rendelkezésre álló információkon alapulnak, értesítési kötelezettség nélkül az esetleges módosítások, vagy változások esetén.