











<b>POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ modelů OMRON BFM (tukoměry, dlg.váhy, monitory stavby lidského těla)</b>	<b>OMRON BF 306</b>	<b>OMRON BF 400</b>	<b>OMRON BF508</b>	<b>OMRON BF510</b>	<b>OMRON BF500</b>
Obr.					
Počet senzorů / Způsob měření	 ruce	 nohy	 ruce+nohy	 ruce+nohy	 ruce+nohy
Měření tělesného tuku (%)	☺	☺	☺	☺	☺
Výpočet BMI (Body-Mass-Index)	☺	☺	☺	☺	☺
Měření tělesné hmotnosti (kg)	-	☺	☺	☺	☺
Klasifikace procenta tělesného tuku	☺	☺	☺	☺	☺
Klasifikace BMI	☺	☺	☺	☺	☺
Měření kosterního svalstva v těle (%)	-	-	-	☺	☺
Klasifikace koster.svalstva	-	-	-	☺	-
Měření viscerálního tuku v těle (%)	-	-	☺	☺	☺
Klasifikace viscerál.tuku-počet úrovní	-	-	9	9	2
Výpočet klidového metabolismu RM (kcal)	-	-	-	-	☺
Maximální hmotnost (kg) <small>(u BF306 – zadávaný vstupní údaj potřebný pro měření)</small>	10-199,8	150	150	150	135
Vstupní údaje – výška (cm)	100 -199,5				
Věkové rozmezí (roky) – Výpočet BMI	18-70	18-80	10-80	10-80	10-80
Věkové rozmezí (roky) – Měření těl.tuku	18-70	20-79	20-79	20-79	20-79
Věkové rozmezí (roky) – Měření ostatních hodnot	-	-	18-80	18-80	18-80
Osobní profily(počet) / režim HOST	-	4/☺	4/☺	4/☺	4/☺
Paměť (počet dní)	-	posl.měření	-	-	1/7/30/90