


Heart Scan

OMRON



Kompaktní – Bezkabelový – Snadný k použití
Rychlý – Diskrétní



Zachytí více než 90 % abnormalit
vyhodnocených 12 svodovým EKG

*Studie čtyř německých univerzit


Přenosný, bezkabelový
jednokanálový EKG monitor
HCG-801-E

Nový software ECGViewer 2.0

Přenos dat do PC
Detailní prohlížení EKG záznamů
Nastavitelné zobrazení (scale)
Správa dat a třídění dle pacientů
Analýza a tisk EKG záznamů
Snadný export záznamů do png, jpg, gif, tiff a bmp

30 vteřinový záznam EKG
300 EKG záznamů na SD kartě
EKG analýza (interpretace)
Zobrazení EKG křivky přímo na displeji

Charakteristika přístroje



Přenosný a kompaktní

Přímý náhled EKG výsledků na jasně čitelném, podsvíceném displeji s vysokým rozlišením

Bez kabelový (žádné připevňování elektrod, žádné problémy s kabelem)

Snadné použití

Ekonomická cena

Přenos dat na PC pomocí SD paměti na 300 záznamů s časem a datem


Včetně softwaru pro pohodlnou práci s EKG křivkami na PC (prohlížení, analýza, export, tisk atd.)

Dodávka zahrnuje EKG jednotku s pouzdrem, SD kartu, SD čtečku, software, manuál, 2 ks AAA baterií


Cena: 13 300,- Kč vč. DPH

Rychlý průvodce pro správné měření

Jak přístroj použít





Správné umístění




Provedení měření

Start Zůstaňte stále ve stejné pozici a stiskněte tlačítko START.



Konec

Konec měření je ukončen automaticky a je ohlášen 4x rychlým pípnutím.



Vypnutí

Stiskněte tlačítko na 2 vteřiny.



Obchodní zastoupení:

CELIMED s. r. o., e-mail: info@celimed.cz, infolinka: + 420 475 212 038, www.celimed.cz