

AUTOMATICKÉ TLAKOMĚRY NA PAŽI

- vyberte si ze široké nabídky

porovnávatelné vlastnosti a funkce

OMRON



Model	EVOLV	M7 Intelli IT s AFib	M6 Comfort s AFib	M4 Intelli IT	M3 AC/M3 Easy	M3 Comfort Intelli	M2	M2 basic
Záruční doba	5 let	5 let	5 let	4 roky	4 roky	4 roky	3 roky	3 roky
Intellisense™ – technologie inteligentního natukování manžety	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
AFib – Prevence mozkové mrtvice NOVÉ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Připojení na aplikaci omron-connect (na GooglePlay a AppStore)	Bluetooth SMART	Bluetooth SMART	Bluetooth SMART	Bluetooth SMART	Bluetooth SMART	Bluetooth SMART	Bluetooth SMART	Bluetooth SMART
Kapacita paměti	1x 100	2x 100	2x 100	2x 60	2x 60	2x 60	30	posl. měření CM2 (22–32 cm)
Manžeta v prodejním balení	INTELLI (22–42 cm)	INTELLI (22–42 cm)	INTELLI (22–42 cm)	INTELLI (22–42 cm)	EASYL (22–42 cm) Dětská CS2 (17–22 cm)	INTELLI (22–42 cm)	EASY M (22–32 cm)	
Volitelná manžeta – k dokoupení								
Sítový zdroj – k dokoupení	Omron HHP	Omron HHP	Omron HHP	Omron HHP	Omron HHP	Omron HHP	Omron HHP	Omron HHP
Vyhodnocení vysokého TK (indikátor hypertenze) dle mezinárodních standardů	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vyhodnocení arytmií (nepravidelného pulsu)	ikona	ikona	ikona	ikona	ikona	ikona	ikona	ikona
Indikátor ranní hypertenze	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kontrola správného utažení manžety na displeji	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Režim HOST	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pro objektivnější výsledky - výpočet průměru ze dvou nebo třech měření - doporučení České společnosti pro hypertenzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ranní a večerní týdenní průměry	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zobrazení hodnot v paměti, včetně data a času	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Klinicky ověřená přesnost	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Poznámka	celimed-connect.cz	celimed-connect.cz afib.cz	1ze3.cz afib.cz	celimed-connect.cz		1ze3.cz	základní model pro nekomplikované zdravotní stavy	



Unikátní INTELLI manžeta odstraňuje chyby při nesprávném umístění okolo paže
EASY měkká manžeta pro snadné utažení

Uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Veškeré změny jsou vyhrazeny.