

Měření krevního tlaku

Unikátní INTELLI manžeta pro snadné a přesné měření bez chyb

TLAKOMĚRY NA PAŽI



OMRON EVOLV

- NOVÁ Hi-tech technologie měření krevního tlaku!
- Vše v jednom kompaktním celku, vysoce přesné výsledky v jakékoliv pozici paže.
- OLED displej pro snadné čtení údajů.
- Unikátní INTELLI manžeta 22–42 cm
- Paměť 1× 100, indikátor nevhodného pohybu při měření
- Prevence mozkové mrtvice¹
- Vyhodnocení arytmii (nepravidelného pulsu)
- Bluetooth připojení pro Android/iOS zařízení do aplikace omron-connect (více na www.celimed-connect.cz)



NOVĚ

OMRON

M4 Connect AFib, M3 Comfort AFib, M3 AC / M3 Easy



- **NOVĚ Intelisense AFib** - Detekce síňové fibrilace současně s měřením krevního tlaku (M4 Connect AFib, M3 Comfort AFib).
- Unikátní INTELLI manžeta 22–42 cm (M4 Connect AFib, M3 Comfort AFib)
- Měkká EASY-L manžeta 22–42 cm (M3 AC a M3 Easy)
- Indikátor hypertenze a kontroly utažení manžety, paměť 2× 60
- Bluetooth připojení do aplikace omron-connect (M4 Connect AFib)

Více informací na www.celimed.cz



OMRON

M7 Intelli IT AFib, M6 Comfort AFib



- **NOVĚ TruRead mód** - pro objektivní výsledky průměr třech měření s nastavitelným intervalem - splňuje doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi.
- Unikátní INTELLI manžeta 22–42 cm
- **NOVĚ Intelisense AFib** - Detekce síňové fibrilace současně s měřením krevního tlaku.
- Indikátor hypertenze a kontroly utažení manžety
- Paměť 2×100, indikátor ranní hypertenze
- Bluetooth připojení do aplikace omron-connect (M7 Intelli IT AFib)

NOVĚ MODELY s INTELLISENSE AFib!

Modely s názvem „AFib“ jsou nově vybaveny detekcí síňové fibrilace současně s měřením tlaku. Fibrilace síní je nejčastější příčinou mozkové mrtvice. Téměř čtvrtina cévních mozkových příhod (CMP, mozková mrtvice, lidově mrtvice) je způsobena krevní sraženinou vytvořenou vlivem fibrilace síní. Detekce fibrilace síní (atriální fibrilace – AFib) pomocí tonometru Omron je spolehlivá již v raných stádiích tohoto vážného onemocnění srdce. Včasnou diagnózou a prevencí předejdete vážným ohrožením zdraví. (více na www.afib.cz)



Přesné výsledky
jako u lékaře



Detekce AFib

NOVĚ



OMRON M2+ Connect, M2+ a M2 Essential



- Bluetooth připojení do aplikace omron-connect (M2+ Connect)
- Měkká EASY-L manžeta 22–42 cm (M2+ Connect a M2+)
- Měkká EASY-M manžeta 22–32 cm (model M2 Essential)
- Paměť 1× 30 (M2+ Connect, M2+)
- Poslední měření (M2 Essential)

TLAKOMĚRY NA ZÁPĚSTÍ



OMRON RS4, RS2, RS1

- Manžeta 13,5–21,5 cm
- Kontrola utažení manžety (RS4, RS2, RS1)
- Vyhodnocení vysokého tlaku (RS4)
- Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření (RS4)
- Indikátor ranní hypertenze (RS4)
- Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření (RS4)
- Průměr ze 3 hodnot, týdenní ranní průměr (RS4)
- Paměť 1× 60 (RS4), 1× 30 (RS2)
- Posledního měření (RS1)



OMRON RS7 Intelli IT, RS3 Intelli IT



- Bluetooth připojení do aplikace omron-connect
- Manžeta 13,5–21,5 cm,
- Paměť 1× 30 (RS3 IT)
- paměť 2× 100 (RS7 IT)
- U modelu RS7 IT navíc:
- LED polohový senzor pro přesné výsledky,
- neslyšitelný (0 dB) piezo-kompresor pro extra diskrétní použití + další funkce jako u RS4



Tlakový holter na zápěstí



OMRON NightView

Měření tlaku ve dne i v noci (během spánku)*

- Možnost automatického trojitého měření během noci, v nastavený čas
- Neslyšitelný (0 dB) piezo-kompresor (během spánku Vás přístroj při měření nevzbudí)**
- Bluetooth připojení do aplikace omron-connect
- Manžeta 13,5–21,5 cm
- Paměť 1× 350
- LED polohový senzor pro přesné výsledky
- Vyhodnocení arytmií (nepravidelného pulsu)
- Indikátor hypertenze, nevhodného pohybu a kontroly utažení manžety

* **Denní hodnoty jsou pouze polovina obrazu zdravotního stavu pacienta.**

** **NightView vyruší během spánku méně než 20% pacientů, oproti více než 70% případům při měření tlakovými holterami na paži ABPM⁴**

Více než třetina osob s noční hypertenzí měla při měření tlaku pomocí Holterova monitoru (ambulantní monitorování krevního tlaku) během denních aktivit normální výsledky, jednalo se u nich tedy o izolovanou noční hypertenzi.

Krevní tlak v noci – snížení krevního tlaku během spánku bývá označován jako „pokles“ tlaku. Pokles je definován jako rozdíl mezi průměrným systolickým krevním tlakem v průběhu dne v porovnání s nočním krevním tlakem, s akceptovaným normálem 10–15 %.

Osoby bez nočního poklesu a osoby s reverzním poklesem (vyšším tlakem v noci v porovnání s denním krevním tlakem) jsou považovány za pacienty s noční hypertenzí.

Noční hypertenze má dopad na poškození cílových orgánů (mozek, ledviny, srdce).

- Porucha struktury levé a pravé srdeční komory
- Diastolická funkce a mechanika
- Hypertrofie levé srdeční komory a tloušťka intima media společné karotidy.

Pacienti s vyšším rizikem noční hypertenze:


- Obstrukční spánková apnoe / poruchy spánku
- Obezita
- Chronické onemocnění ledvin
- Cukrovka
- Endokrinní hypertenze
- Autonomní dysfunkce
- Porucha spánku
- Vysoký příjem soli u jedinců citlivých na sůl
- Vysoký věk

Noční hypertenze je silným prediktorem kardiovaskulárních příhod. Při léčbě hypertenze by měl být krevní tlak monitorován po dobu 24 hodin, včetně nočních a ranních hodin.


Užívání léků ke snížení krevního tlaku může mít větší účinnost v noci než ráno.

Zlatým standardem pro měření nočního krevního tlaku je tzv. Holterův monitor, použití připojených měřičů krevního tlaku by se však mohlo ukázat jako vhodnější řešení k měření nočního krevního tlaku.

Holterův monitor je však nákladné zařízení a jeho nošení může být nepohodlné z důvodu nafukování manžety, zejména v noci může přerušování spánku způsobit nepřesnost údajů v porovnání se skutečným krevním tlakem během nerušeného spánku.



Noční hodnoty krevního tlaku a absence poklesu jsou silnějšími prediktory kardiovaskulárních obtíží než hodnoty během dne.



Denní a noční systolický krevní tlak (SKT) jako prediktor 11letého rizika výskytu kardiovaskulární smrti

PROFESIONÁLNÍ TLAKOMĚRY PRO LÉKAŘE



OMRON 1320

- Přenosný, nárazuvzdorný
- Auskultační i oscilometrické měření, výběr z 5 velikostí manžet GS2 (12–50 cm) s délkou hadičky 1 nebo 4,5 m
- Napájení: dobíjecí akumulátor
- Součást dodávky: přístroj, manžeta M (22–32 cm), L (32–42 cm), akumulátor, síťový zdroj
- Určeno pro použití u dospělých a dětí ve věku od 3 let.



OMRON 1120

- Auskultační i oscilometrické měření, výběr z 5 velikostí manžet GS2 (12–50 cm) s délkou hadičky 1 metr.
- Napájení: 4× AA baterie (volitelné) nebo síťový zdroj
- Součástí dodávky: přístroj, manžeta M (22–32 cm), síťový zdroj
- Určeno pro použití u dospělých a dětí ve věku od 3 let.

OMRON 907

- Auskultační nebo oscilometrické měření, 3 měřicí módy, výběr ze 3 typů manžet (17–42 cm), bohaté volitelné příslušenství vč. držáku na zeď a stojanu
- Určeno pro použití u dospělých pacientů.



TLAKOMĚR s EKG (2v1) OMRON **Complete**

Ideální pro prevenci mozkové mrtvice a srdečního infarktu

Jednokanálové/bezkabelové EKG měření:

- Po dokončení záznamu EKG se výsledky zobrazí v aplikaci „OMRON connect“ jako: Possible Afib (Možná afib., možná fibrilace síní), Bradycardia (Bradykardie), Tachycardia (Tachykardie), Normal (Normální), Unreadable (Nečitelné) nebo Unclassified (Neklasifikováno).

Přesné měření krevního tlaku na paži:

- Měkká EASY-L manžeta 22–42 cm pro snadné utažení
- Indikátor nevhodného pohybu a kontroly utažení manžety
- Paměť 1× 90
- Bluetooth připojení do aplikace omron-connect
- Displej pro zobrazení hodnot krevního tlaku a pulsu
- Držák na Váš chytrý telefon, pro zobrazení EKG v aplikaci Omron connect



Při hypertenzi se může vyskytnout AFib fibrilace síní, která je spojena s pětinasobně vyšším rizikem mrtvice. Riziko mrtvice lze snížit účinnou léčbou.

Celoživotní riziko fibrilace síní existuje u 1 ze 3 jednotlivců a lze jej rozdělit na 3 druhy:

- paroxysmální,
- persistentní a;
- permanentní.

Léčba musí být přizpůsobena konkrétnímu pacientovi v závislosti na délce trvání, příznacích a závažnosti onemocnění.

S ohledem na riziko cévní mozkové příhody je obvykle zvažována ochrana před tromboembolií.

Rizikové faktory a základní komorbidity, které je potřeba brát v úvahu při léčbě fibrilace síní.

- Riziko rozvoje fibrilace síní se zvyšuje s věkem.
- Pacienti mohou mít různé příznaky, 50–87 % pacientů je však zpočátku bezpříznakových.
- Fibrilace síní je spojena s 5× vyšším rizikem mrtvice a srdečního selhání.
- Hypertenze je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů spojených s fibrilací síní (AFib) a zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s fibrilací síní.*

Podle lékařských pokynů Evropské kardiologické společnosti pro fibrilaci síní:

- U pacientů s hypertenzí se doporučuje oportunní screening fibrilace síní.
- Měření a screening pomocí jednosvodového elektrokardiogramu (EKG) může poskytnout definitivní diagnózu fibrilace síní.

Domácí měřiče krevního tlaku mohou být užitečným screeningovým nástrojem ke zjištění fibrilace síní a poskytují přesné údaje s opakovanými měřeními.



PROFESIONÁLNÍ INHALÁTORY PRO LÉKAŘE

OMRON **C900**

CompAIR Pro

- Odolný pístový kompresor pro časté používání, nebulizační výkon 0,4 ml/min
- Nádobka na medikament 7 ml
- Napájení: el. síť 230 V
- Robustní provedení – vhodné pro lékaře



INHALÁTORY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

OMRON **C300-ITA**

A3 Complete

**Inhalátor + nosní sprcha (2v1)
pro cílenou léčbu dýchacích cest**

- Efektivní léčba díky nastavitelnému rozprašovači mlžiny
- Výběr ze 3 možností dodání léčiva do:
 - Horních cest dýchacích:
10 µm MMAD, **P= 0,7 ml/min**
 - Středních cest dýchacích:
5 µm MMAD, **P= 0,5 ml/min**
 - Dolních cest dýchacích:
3 µm MMAD, **P= 0,3 ml/min**
- Nosní sprcha pro šetrné čištění nosu
- Výkon – nosní sprcha: > 5 ml/min
- Nádobka na medikament 2–12 ml
- Nádobka pro nosní sprchu 3–15 ml
- Odolný pístový kompresor, snadné použití a čištění
- Napájení: el. síť 230 V



NOVĚ



Proč A3 Complete?

UNIKÁTNÍ INHALAČNÍ SET

3 MOŽNOSTI NASTAVENÍ PRO OPTIMÁLNÍ VÝBĚR LÉČBY
DOLNÍ, STŘEDNÍ NEBO HORNÍ CESTY DÝCHACÍ

UMOŽŇUJE **CÍLENOU LÉČBU** ŠIROKÉHO SPEKTRA
RESPIRAČNÍCH POTÍŽÍ

**NOSNÍ SPRCHA PRO ÚLEVU PŘI UCAPANÉM NOSE, BĚŽNÝCH
NACHLAZENÍCH, ALERGICKÉ RÝMĚ NEBO SINUSITIDĚ**

AKCE
VINCENTKA k inhalaci
ZDARMA!



*Akce neplatí pro model NE-U100

INHALÁTORY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ



úhradový kód
5015940

CELIMED U-615

- **Ultrazvukový, výkonný a spolehlivý** pro domácí inhalaci léků, Vincentky i zvlhčování dýchacích cest
- Stabilní provedení, velmi jemný aerosol
- Volitelný nebulizační výkon $\geq 2,0$ ml/min.
- Tichý provoz (cca 55dB)
- Nádobka na medikament 12 ml
- Napájení: el. síť 230 V



úhradový kód
5017018

OMRON C102

Total

Inhalátor + nosní sprcha (2v1)

- Nosní sprcha pro šetrné čištění nosu
- Efektivní inhalační léčba
- Odolný pístový kompresor, snadné použití a čištění, nebulizační výkon –inhalátor: 0,35 ml/min
- Výkon – nosní sprcha: > 5 ml/min
- Nádobka na medikament 2–12 ml
- Nádobka pro nosní sprchu 3–15 ml
- Napájení: el. síť 230 V



OMRON C301

Duo Baby

- Inhalátor + nosní odsávačka (2v1)
- Odsávačka pro šetrné čištění nosu
- Efektivní inhalační léčba díky výměnným nástavcům.
- Odolný pístový kompresor
- Snadné použití a čištění, nebulizační výkon 0,2 nebo 0,4 ml/min
- Sací tlak – odsávačka: 0,15 až 0,2 bar
- Nádobka na medikament 12 ml
- Nádobka pro odsávačku 7 ml
- Napájení: el. síť 230 V

Nosní sprcha

NEB-6014

NEB-5006

Volitelné příslušenství (viz. TAB-str. 22-poznámka) u vybraných modelů inhalátorů – lze samostatně doobjednat

- Úleva při ucpaném nosu, běžných nachlazeních, alergické rýmě nebo sinusitidě



úhradový kód
5018230

NOVĚ

CELIMED C-715

**Kompresorový,
s přepínatelným výkonem**

- Nová hi-tech technologie
- Pro profesionální i domácí inhalaci léků, vincentky i zvlhčování dýchacích cest
- Volitelný nebulizační výkon 0,3–0,5 ml/min.
- Tichý provoz (méně než 55dB)
- Nádobka na medikament 10 ml
- Napájení: el. síť 230 V



NOVĚ



OMRON **NE-C810**

Velmi malý, lehký model
s tichým provozem

- Membránový kompresor
- Nebulizační výkon 0,35 ml/min
- Nádobka na medikament 2–7 ml
- Napájení: síťový zdroj 230/12 V
- Hmotnost pouze 190 gramů



OMRON **U100** MicroAir

- Ultrazvukový MESH s mikromembránou
- Pouze pro čisté lékové formy + náhrada za lékové spreje
- Nebulizační výkon >0,25 ml/min
- Nádobka na medikament 10 ml
- Napájení: 2 baterie (AA)
- Hmotnost pouze 200 gramů



úhradový kód
5017551

OMRON **C303** Nami Cat

- Odolný pístový kompresor
- Snadné použití a čištění
- Nebulizační výkon: 0,35 ml/min
- Nádobka na medikament: 12 ml
- Napájení: el. síť 230 V
- Nosní sprcha pro šetrné čištění nosu (k dokoupení/volitelné příslušenství)



úhradový kód
5014365



OMRON **C105** C28P

- Odolný pístový kompresor
- Vysoká účinnost inhalace a menší ztrátovost medikačního roztoku díky unikátnímu dvou-ventilovému systému náustku
- Snadné použití a čištění
- Nebulizační výkon 0,235 ml/min při použití náustku
- 0,4 ml/min při použití inhal. masky
- Nádobka na medikament 2–10 ml
- Napájení: el. síť 230 V
- Nosní sprcha pro šetrné čištění nosu (k dokoupení/volitelné příslušenství)





OMRON HeatTens

Dvojitá léčba: Teplo + Tens

- Teplo zahřívá a uvolňuje, Tens přináší úlevu od bolesti
- 3 režimy kombinací teplo – Tens
- 9 inteligentních přednastavených programů
- 6 léčebných zón a 3 typy masáže
- 2 nastavitelné úrovně tepla (vyhřívání elektrod)
- 20 nastavitelných úrovní Tens
- Funkce REPEAT pro opakování
- Oblíbených sekvencí
- Gelové HeatTens elektrody s dlouhou životností
- Napájení: akumul. + síťový dobíjecí zdroj

Podle klinické studie: „Teplo v kombinaci s TENS snižuje chronickou bolest o 32%.“

*Zdroj: Brazilian Journal of Physical Therapy /Research from Vrije Universiteit Brussel (Belgium)



OMRON E3 Intense

- 9 inteligentních programů
- 6 léčebných zón a 3 typy masáže
- Nastavitelná intenzita stimulace
- Jednoduché ovládání třemi tlačítky
- Názorný displej s průvodcem léčebnými zónami
- Elektrody s dlouhou životností a vynikající biologickou snášenlivostí klip na opasek
- Napájení 2 ks AAA baterie

Úleva od bolesti bez léků Klinicky ověřený účinek

Dvojitá terapie: Teplo + TENS (model HeatTens)
Teplo sval zahřívá a uvolňuje, přináší tišící úlevu a zároveň zlepšuje krevní oběh.

TENS přináší úlevu od bolesti a má trojitý účinek:

1. Blokátor zdroje bolesti
2. Stimulátor krevního oběhu
3. Spouštěč uvolňování endorfinů



OMRON PocketTens

- 3 inteligentní programy
- 3 léčebné zóny a 2 typy masáže
- Nastavitelná intenzita stimulace
- Světelné ukazatele pro jednoduché ovládání
- Elektrody s dlouhou životností a vynikající biologickou snášenlivostí
- Napájení 2 ks AAA baterie



Moderní měření teploty

Snadné použití nejen u dětí



NOVĚ



OMRON

Gentle Temp 730

- **Multifunkční bezkontaktní čelní teploměr 2v1**
měření čelní teploty a povrchu objektů
- Vhodný pro maminky např. pro měření teploty stravy/výživy/mléka pro kojence, teploty lázně apod.
- Vhodné pro domácí použití
- 1 vteřinové rychlé měření
- paměť pro 30 měření
- Zvuková signalizace
- Podsvícený displej
- Auto OFF
- Ochranný kryt měřicí sondy součástí balení

OMRON

Gentle Temp 533

- **Ušní teploměr**
měření teploty v uchu
- Pokročilý měřicí sensor
- Vhodné pro domácí použití
- 1 vteřinové rychlé měření
- Paměť pro 30 měření
- Zvuková signalizace
- Podsvícený displej
- Auto OFF
- Ochranný kryt měřicí sondy součástí balení

FAMIDOC


FDIR-V22 (pistolový), FDIR-V12 (do ruky)

- **Bezkontaktní čelní teploměr 2v1**
měření čelní teploty a povrchu objektů
- Vhodné pro domácí i profesionální použití
- Metrologicky ověřitelný
- 1 vteřinové měření
- Vysoce přesné a opakovatelné výsledky
- Podsvícený displej s barevným rozlišením teploty
- Vypínatelný zvukový signál
- FDIR-V12 paměť pro 19 měření
- FDIR-V22 paměť pro 32 měření


KLASICKÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

CELIMED TC-01 Classic

- Skleněný teploměr
- Netoxický, bezrtuťový /náplň galium
- Ekologicky šetrný k životnímu prostředí
- Lékařská přesnost: $\pm 0,1$ °C
- Snadná dezinfekce / lze ponořit do roztoků - vodotěsný



NOVĚ



CELIMED ProfiTemp a BasicTemp

- Lékařské teploměry
- Měření v podpaždí, ústech a konečníku
- Paměť posledního měření, auto OFF
- Profi Temp vodotěsný/možnost snadné sterilizace, ohebný/pružný hrot
- BasicTemp pevný hrot



OMRON

EcoTemp BASIC a FlexTemp SMART



- paměť posledního měření, auto OFF
- FlexTemp SMART:**
 - 10vteřinové rychlé rektální měření
 - ohebný / pružný hrot pro komfortní měření
- EcoTemp BASIC:**
 - pevný hrot



OMRON
BF511-B tmavě modrá
BF511-T tyrkysová

- Monitor skladby lidského těla s osobní váhou
- Měření probíhá v celém těle (8 senzorů)
- Osobní váha do 150 kg
- Měření tělesného viscerálního tuku
- Výpočet BMI indexu, paměť a uživatelské
- Profily pro 4 uživatele + režim HOST
- Klinicky ověřená přesnost
- Měření kosterní svaloviny
- Výpočet klid. metabolismu RM



OMRON VIVA

- Monitor skladby lidského těla s osobní váhou
- Měření probíhá převážně v dolní části těla (4 senzory)
- Osobní váha do 150 kg, měření kosterní svaloviny, výpočet klid. metabolismu RM
- Měření tělesného viscerálního tuku
- Výpočet BMI indexu, paměť a uživatelské profily pro 4 uživatele + režim HOST
- Bluetooth připojení pro Android/iOS zařízení do aplikace omron-connect (více na www.celimed-connect.cz)



OMRON
HN-300T2 Intelli IT
EBK černá
EGY šedivá

- Osobní váha
- Do 150 kg
- Tvrzené sklo/plast, zapnutí našlápnutím
- Bluetooth připojení pro Android/iOS zařízení do aplikace omron-connect (více na www.celimed-connect.cz)



OMRON
HN-289-EBK černá
HN-289-ESL šedivá

- Osobní váha
- Do 150 kg
- Tvrzené sklo/plast, zapnutí našlápnutím



OMRON
HN-286 bílá

- Osobní váha
- Do 180 kg
- Tvrzené sklo/plast
- Zapnutí našlápnutím



Měření kompletního lipidového profilu

Celkový cholesterol, HDL, LDL, non-HDL, LDL/HDL, triglyceridy a glukóza



SD Lipidocare

- Kompletní lipidový profil z jedné kapky krve
- Přenosné provedení pro použití kdekoli
- Lipidy: Celkový cholesterol, triglyceridy, HDL, vypočítaný LDL, LDL/HDL, non-HDL, glukóza
- Rychlé měření: 3 min. (lipidy) / 5 vteřin (glukóza)
- Paměť pro 500 hodnot, vč. data a času
- Lipidy: fotometrie Glukóza: elektrochemie

Měření krevní glukózy



K dokoupení:
balení 50 ks
měřicích
proužků
5015945

SD Codefree

- Jednoduchá obsluha bez kódování
- Snadné zjištění glukózy pomocí samonasávacího proužku
- Rychlé 5vteřinové měření
- Velmi malá kapka krve (0,9 µl) pro bezbolestný vpich
- Hypo-Alarm (upozornění na hypoglykémii)
- Paměť pro 500 hodnot, vč. data a času
- Volitelné USB připojení do SW aplikace GlucoNavii DMS



úhradový kód
5000068

K dokoupení:
balení 50 ks
měřicích proužků
5000071

SD Gluco Navii NFC

- Pokročilá technologie měření glukózy pomocí enzymu GDH-FAD (minimalizují vliv interferujících látek jako je kyslík či maltóza a galaktóza,...).
- Jednoduchá obsluha bez kódování
- Snadné zjištění glukózy pomocí samonasávacího proužku
- Rychlé 5vteřinové měření
- Velmi malá kapka krve (0,5 µl) pro bezbolestný vpich
- Měsíční, 14ti denní a týdenní průměr
- Ikona pro označení symbolem před a po jídle
- Upozornění na hypoglykémii
- Alarm pro měření po jídle
- Paměť pro 500 hodnot, vč. data a času
- Volitelné USB připojení do SW aplikace GlucoNavii DMS
- Nebo bezdrátové NFC připojení do aplikace SD GlucoNavii SmartCare (Android)



CONTEC **CMS50D**

- Pulsní oxymetr (prstový)
- Jednoduché měření nasycení krve kyslíkem (SpO2) a pulsu
- Grafické zobrazení pulsní křivky
- Vhodný pro domácí i profesionální použití
- Rozsah měření: SpO2: 0–100 %, srdeční tep/puls: 30–250 tepů za min.
- Napájení: 2 × baterie „AAA“ 1,5 V



CHOICEMMED **MD300C29**

- Pulsní oxymetr (prstový)
- Jednoduché měření nasycení krve kyslíkem (SpO2) a pulsu
- Grafické zobrazení pulsní křivky
- Vhodný pro domácí i profesionální použití
- Rozsah měření: SpO2: 70–100 %
- Srdeční tep/puls: 30–250 tepů za min.
- Napájení: 2 × baterie „AAA“ 1,5 V

Sportujeme s radostí a bez bolesti!

speciální páska pro kinesiologické tejpování, slouží k odstranění bolesti svalů, prevenci a léčbě úrazů



BC **Kinesio tape**

- 96 % bavlna, 4 % elastan, antialergenní lepidlo
- Elasticita až 170 %
- Prodyšný materiál
- Nepropouští vodu
- CE
- různé barevné provedení





CELIMED
AL-224
Alkoholtester

- Rozsah 0,0–2,0 g/l
- Snadná obsluha
- Malé rozměry, vždy po ruce
- Bez nutnosti kalibrace



CONTEC
KT103

Pomocník při bodnutí hmyzem

- Pomozte své pokožce rychle se zotavit po bodnutí komárem, vosou či jiným hmyzem
- Přenosný a snadno použitelný
- Malé rozměry, vždy po ruce
- Bez použití chemických látek, vhodné pro děti i těhotné ženy

Kvalitní cvičební pomůcky



ABS – GYMY
zesílené CVIČEBNÍ MÍČE

ABS = zesílené, odolné proti propíchnutí

- AB 6020, průměr 45 cm
- AB 6030, průměr 55 cm
- AB 6040, průměr 65 cm
- AB 6050, průměr 75 cm
- AB 6060, průměr 85 cm



V nabídce také:

- Cenově výhodná varianta, bez hustilky
- Miska pod míč pro stabilizaci míče ve volném prostoru



BALÓNOVÉ ŽIDLE

pro zdravé sezení

- BC 0120 Dětská vč. míče
- BC 0310 Pro dospělé vč. míče se zábranou
- BC 0110 Pro dospělé vč. míče a opěradla
- V nabídce také zvyšovací nástavce



SKÁKACÍ MÍČ PRO DĚTI

různé barvy

- AB2864, průměr 40 cm
- AB2865, průměr 45 cm
- AB2866, průměr 50 cm




ABS – GYMY

zesílené CVIČEBNÍ MÍČE OŘECH

ABS = zesílené, odolné proti propíchnutí


- AB6450, průměr 50 cm
- AB6460, průměr 60 cm
- AB6470, průměr 70 cm



Fitness Roller GYMY

pěnový válec 13 cm

- AC-610
- AC-620



KROUŽEK MASÁŽNÍ

gelový pro posilování (pár)

- AB2835, průměr 7 cm
- Barva žlutá, tuhost / odpor extra slabý
- Barva červená, tuhost / odpor slabý
- Barva zelená, tuhost / odpor střední
- Barva modrá, tuhost / odpor silný



AKUPRESURNÍ PODLOŽKA - GYMY


- AC 1300 - 68 × 42 × 2,5 cm



OVER-BALL MÍČ

(v krabičce)

- AB 2804, průměr 19 cm
- AB 2806, průměr 25 cm
- AB 2807, průměr 30 cm



PODLOŽKA SITTING WENGE


- Speciální podložka KLÍN, pro správné držení těla, podporující zádní svaly při dlouhotrvajícím sezení.
- AB 3071, rozměr 33 cm



CVIČEBNÍ STUHY GYMY

různé barvy, různé síly, bez latexové

- EXTRA SLABÁ 0,20 mm, 15 × 120 cm, žlutá
- SLABÁ 0,25 mm, 15 × 120 cm, zelená
- STŘEDNÍ 0,30 mm, 15 × 120 cm, červená
- SILNÁ 0,35 mm, 15 × 120 cm, modrá



HUSTILKY

- AB 280902 ručně obousměrná hustilka, velká rychlost nafukování
- HB-108A Žabka, nášlapná hustilka



GELOVÁ KULIČKA

- BSQ011 Extra-Soft, žlutá
- BSQ012 Soft, červená



VAJÍČKO GELOVÉ

- BSQ020 Extra-Soft, žluté
- BSQ021 Soft, oranžové
- BSQ022 Medium, zelené


Gelová masážní pomůcka na ruce.
Napomáhá k protažení rukou a redukci stresu.



BALANČNÍ POLOKOULE

posilování nohou, trénink rovnováhy


- AB7510 průměr 16 cm, výška 8 cm



VÁLEČEK MASÁŽNÍ


masážní pomůcka na chodidla

- AB 2839, délka: 16 cm, průměr 6 cm




MASÁŽNÍ OŘECH

- AB2837 15 x 8 cm



MÍČEK S VÝSTUPKY


- AB284005, průměr 9 cm, barva zelená
- AB284006, průměr 9 cm, barva červená
- AB284007, průměr 9 cm, barva modrá
- AB284020, průměr 9 cm, barva fialová



MASÁŽNÍ JEŽCI

masážní pomůcka, může být použita na veškeré části těla

- AB 284406, velikost 5 cm
- AB 284504, velikost 6 cm
- AB 284605, velikost 7 cm
- AB 284703, velikost 8 cm
- AB 284806, velikost 9 cm
- AB 284907, velikost 10 cm



MOLITANOVÉ MÍČKY

pomůcka míčkování či procvičování motoriky

- Průměr 4, 6, 7 nebo 9 cm

Chirurgické a dentální nástroje, nástroje pro manikúru a pedikúru


Z chirurgické oceli pro vybavení nemocnic, kosmetických salónů i pro domácí použití

Nůžky, skalpely, pinzety, pilníky, dentální zrcátka

Manikúrní sety, krejčovské a efilační nůžky


Peány, skleněné pilníky, štípátka, kochery, backhausy, listery a další ...

výhodná cena
ISO 9002



PINZETA ZUBNÍ

- Lomená 13, 16 cm



NŮŽKY EFILAČNÍ


- Bez / s opěrkou 14, 16 cm

Surgeon®




SKALPELOVÉ ČEPELKY

- Kvalitní čepekky, různé velikosti a druhy



ČELISŤOVÝ ROZVĚRÁK

- WIETLANER-WULLSTEIN – 14 cm



NŮŽKY

- rovné, hrotnaté
 - 11,5 cm – (08-120-11)
- zahnuté, hrotnaté
 - 11,5 cm – (08-121-11)
 - 13 cm – (08-121-13)
 - 14 cm – (08-121-14)




PÁNSKÝ MANIKÚRNÍ SET

- SG-502

DÁMSKÝ MANIKÚRNÍ SET

- B-213



SKALPELY

- hrotnaté, bříškaté, oční, ... různé velikosti

KOMPLETNÍ SORTIMENT CHIRURGICKÝCH a KOSMETICKÝCH NÁSTROJŮ

více info na www.celimed.cz

Tlakoměry na paži
– vybírejte si ze široké nabídky



OMRON



porovnání vlastností a funkcí

Model	Complete	EVOLV	M7 Intelli IT AFib	M6 Comfort AFib	M4 Connect AFib	M3 AC / M3 Easy	M3 Comfort AFib	M2+ Connect	M2+	M2 Essential
Záruční doba	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
Intellisense™ – technologie inteligentního natukování manžety	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intellisense AFib – detekce síňové fibrilace současně s měřením krevního tlaku. NOVĚ	•		•	•	•					
NOVĚ – TruRead mód - trojité měření s nastavitelným intervalem pro objektivnější výsledky			•	•						
Připojení na aplikaci omron-connect (na Google Play a AppStore)										
Bluetooth SMART			Bluetooth SMART			Bluetooth SMART			Bluetooth SMART	
Kapacita paměti	1 x 90	1 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 60	2 x 60	2 x 60	30	30	posl. měření
Manžeta v prodejním balení	EASY L (22–42 cm)	INTELLI (22–42 cm)	INTELLI (22–42 cm)	INTELLI (22–42 cm)	INTELLI (22–42 cm)	EASY L (22–42 cm)	EASY L (22–42 cm)	EASY L (22–42 cm)	EASY L (22–42 cm)	EASY M (22–32 cm)
Volitelná manžeta – k dokoupení	Malá CS2 (17–22 cm)					Malá CS2 (17–22 cm)	Malá CS2 (17–22 cm)	Malá CS2 (17–22 cm)	Malá CS2 (17–22 cm)	Malá CS2 (17–22 cm)
Síťový zdroj – k dokoupení HHP-CM01			•	•	•	•	•	•	•	•
Vyhodnocení vysokého TK (indikátor hypertenze) dle mezinárodních standardů			•	•	•	•	•	•	•	•
Vyhodnocení arytmií (nepravdivého pulsu)	•	ikona	ikona	ikona	ikona	ikona	ikona	ikona	ikona	ikona
Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola správného utažení manžety na displeji	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Režim HOST			•	•	•	•	•			
Pro objektivnější výsledky – výpočet průměru ze dvou nebo třech měření – doporučení České společnosti pro hypertenzi			•	•	•	•	•			
Ranní a večerní týdenní průměry		•	•	•						
Zobrazení hodnot v paměti, včetně data a času	Přístroj nemá vlastní displej	•	•	•	•	•	•			
Klinicky ověřená přesnost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klinicky validace pro těhotné pacientky		•	•	•	•	•	•			
Klinická validace pro diabetické pacienty			•	•	•	•	•			

CELIMED®
www.krevnitiak.cz

Unikátní INTELLI manžeta odstraňuje chyby při nesprávném umístění okolo paže
EASY měkká manžeta pro snadné utažení

Uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Veškeré změny jsou vyhrazeny.

Tlakovoměry na zápěstí

– rychlé a přesné měření bez vyhrnutí rukávu, praktický pomocník na cesty

OMRON



porovnání vlastností a funkcí

Model	NightView	RS7 Intelli IT	RS4	RS3 Intelli IT	RS2	RS1
Záruční doba	3 roky	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
Intellisense™ - technologie inteligentního nafukování manžety	•	•	•	•	•	•
Připojení na aplikaci omron-connect (na GooglePlay a AppStore)	Bluetooth SMART	Bluetooth SMART		Bluetooth SMART		
Neslyšitelný (0 dB) piezo-kompresor pro extra-diskrétní použití	•	•				
APS polohový senzor pro správnou polohu zápěstí a přesné výsledky měření	LED	LED				
Vyhodnocení vysokého tlaku		Ikona	Ikona	Ikona	Ikona	
Vyhodnocení arytmií (nepravidelného pulsu)	•	•	•	•	•	•
Indikátor ranní hypertenze		•	•			
Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření	•	•	•			
Kontrola správného utažení manžety	•	•	•	•	•	•
Třířádkový displej (Sys / Dia / Puls)	•	•	•	•	•	•
Zobrazení hodnot v paměti, vč. data a času	•	•	•			
Kapacita paměti	1× 350	2× 100	60	30	30	poslední měření
Průměr ze 3 měření		•	•			
Velikost manžety	13,5–21,5 cm	13,5–21,5 cm	13,5–21,5 cm	13,5–21,5 cm	13,5–21,5 cm	13,5–21,5 cm
Klinicky ověřená přesnost	•	•	•	•	•	•
Klinická validace pro obézní pacienty		•				



Profesionální tlakoměry pro lékaře

– přesnost klinicky ověřena, možnost ověření + vylepení úřední značky
u všech tlakoměrů v naší nabídce

OMRON



porovnání vlastností a funkcí

Model	907	1320	1120
Záruční doba	3 roky	3 roky	3 roky
Programování/měřicí módy	3	3	2
Oscilometrické měření	•	•	•
Auskultační manuální (poslechové) měření	•	•	•
Intellisense – technologie inteligentního nafukování manžety	•	•	•
Kapacita paměti		poslední měření	
Manžeta v prodejním balení	CM907 (22–32 cm)	GS2-M (22–32 cm) GS2-L (32–42 cm)	GS2-M (22–32 cm)
Volitelná manžeta – k dokoupení	CS907 (17–22 cm) CL907 (32–42 cm)	GS2-SS (12–18 cm) GS2-S (17–22 cm) GS2-XL (42–50 cm) s délkou hadiček 1 nebo 4,5 metru	GS2-SS (12–17 cm) GS2-S (17–22 cm) GS2-L (32–42 cm) GS2-XL (42–50 cm) s délkou hadiček 1 nebo 4,5 metru
Napájení	230/8 V	230/6 V	230/6 V
Provoz na baterie	• NiMH-907, až 300 měření	• NiMH-1300, až 300 měření	• 4× AA, až 250 měření (volitelné)
Síťový zdroj – součástí balení	907	E1600	HHP
Vyhodnocení arytmií (nepravidelného pulsu)		•	•
Funkce MOTION stop		•	
ZERO indikátor			•
Průměr ze 3 hodnot	•		
Klinicky ověřená přesnost	•	•	•
„Pro jaké pacienty je přístroj určen?“ Info-tele. 475 211 113, poradíme Vám s výběrem vhodného modelu.	Určeno pro použití u dospělých pacientů.	Určeno pro použití u dospělých a dětí ve věku od 3 let.	Určeno pro použití u dospělých a dětí ve věku od 3 let.
Poznámka	Stojan mobilní, držák na zeď – volitelné příslušenství	Přenosný, nárazuvzdorný	Funkce „Motion stop“ a „Zero indicator“

Profesionální inhalátory pro lékaře

– kompletní servis vč. PBTK pro zdravotnická zařízení



porovnání vlastností a funkcí

Model	C900
Obchodní označení	CompAIR PRO
Záruční doba	3 roky
Typ	Kompresorový-pístový, odolné provedení Pro časté používání
Nebulizační výkon (ml/min)	0,4
Velikost produkovaných částic (MMAD - µm)	3,0
Objem nádobky na medikament (ml)	7,0
Zbytkové množství medikamentu (ml)	0,7
Příkon	220 W
Napájení	230 V
Hlučnost (dB)	< 55
Rozměry přístroje šířka / výška / hloubka (mm)	175 / 110 / 215
Hmotnost přístroje (kg)	2,2

Poznámka

Nový nebulizační set robustní provedení

Inhalátory pro domácí použití – trápí Vás rýma, kašel, nachlazení?



VINCENTKA K INHALACI
ZDARMA!



OMRON

CELIMED®
Vše pro zdraví



porovnání vlastností a funkcí

Značka	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	CELIMED®	CELIMED®
Model	C300-ITA	C303	C102	C301	C105	NE-C810	U100	U-615	C-715	
Obchodní označení	A3 complete	Nami Cat	Total	Duo baby	C28P new		MicroA-i-R™			
Záruční doba	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	2 roky	2 roky	2 roky
Typ	Kompresorový -pístový	Kompresorový -pístový	Kompresorový -pístový	Kompresorový -pístový	Kompresorový -pístový	Kompresorový - membránový	Ultrazvukový MESH s mikromembránou	Ultrazvukový	Kompresorový Nová hi-tech technologie	
Úhrada pojistkovnou / kód		5017018 plná úhrada	5017018 plná úhrada		5014365 plná úhrada			5015940 plná úhrada	5018230 plná úhrada	
Nebulizační výkon (ml/min.)	0,3–0,7	0,35	0,35	0,2/0,4	0,235/0,4	0,35	> 0,25	>= 2,0 ml/min.	0,3–0,5 ml./min	
Sací tlak – odsávačka (bar): manuální regulace				0,15–0,2						
Výkon – nosní sprcha (ml/min.)	> 5 ml/min	> 5 ml/min	> 5 ml/min		> 5 ml/min					
Velikost produkovaných částic (MMAD – µm)	3–10	4,3	3,5	3,9–9,3	3,5	4,4	4,2	5,0	5,0	
Objem nádobky na medikament (ml)	2–12	2–12	2–12	12,0	2,0–10,0	2–7	10,0	12,0	10,0	
Zbytkové množství medikamentu (ml)		0,7	0,7	1,0	0,7	0,7	0,1			
Příkon	140 W	150 W	150 W	140 W	140 W	10,2 W	1,2 W	40 W	16,2 W	
Napájení	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	sít. zdroj 230 / 12 V	2× AA baterie	230 V	sít. zdroj 230/12 V	
Doba provozu na baterie						cca 4 hod.				
Síťový zdroj (součástí balení)						•	• volitelné			
Hlučnost (dB)	<65	< 58	< 57	< 63	< 55	< 53	< 20	< 55	< 55	
Rozměry přístroje šířka / výška / hloubka (mm)	215 / 130 / 190	180 / 135 / 148	145 / 124 / 222	170 / 280 / 105	180 / 104	124 / 59 / 90	38 / 104 / 51	245 / 100 / 190	166 / 136 / 104	
Hmotnost přístroje (kg)	1,3	1,1	1,1	1,7	1,3	0,19	0,097	1,4	0,745	
Poznámka	Nosní sprcha NEB-5006 součástí balení	Nosní sprcha NEB-6014 k dokoupení	Nosní sprcha NEB-6014 k dokoupení	Nosní odsávačka součástí balení	Nosní sprcha NEB-6014 k dokoupení		Pouze pro čisté lékové formy	pro domácí použití i profesionální použití	Pro domácí použití i profesionální použití	

Ultrazvukový: absolutně tichý provoz

Kompresorový – pístový: Odolné provedení. Pro časté používání

Kompresorový – membránový: Malé rozměry a hmotnost. Pro méně časté používání



porovnání vlastností a funkcí

Model	E3 Intense	HeatTens	PocketTens
Záruční doba	3 roky	3 roky	3 roky
Dvojitá terapie: Teplota + Tens		•	
Počet Inteligentních přednastavených programů	9	9	3
Plynule nastavitelná intenzita masáže (počet úrovní)	15	20	10
Počet léčebných zón na lidském těle	6	6	3
Režim kombinací teplota a Tens		3 + 1 pouze Tens	
Nastavitelná úroveň teplota		2	
Výběr druhu / typu masáže: lehký poklep, hnětení, tlak nebo tření	•	•	•
Displej zobrazující informace o průběhu masáže	•	•	
Typ elektrod v balení	LongLife (omyvatelné)	Gelové HeatTens	LongLife (omyvatelné)

Moderní měření teploty

Neruší spánek dítěte – snadné použití nejen u dětí

OMRON

FAMIDOC®

CELIMED®
Vše pro zdraví



porovnání vlastností a funkcí

Značka	FAMIDOC®	FAMIDOC®	OMRON	OMRON
Model	FDIR-V22	FDIR-V12	MC-F300-E	MC-E533-E
Obchodní označení			Gentle Temp 730	Gentle Temp 533
Záruční doba	2 roky	2 roky	3 roky	3 roky
Podsvícený displej	•	•	•	•
Rychlé bezdotykové měření na čele	35–42 °C	32–42,9 °C	34–43 °C	
Rychlé měření v uchu				34–43 °C
Bezdotykové měření teploty povrchu předmětů (např. vody na koupání nebo kojenecké stravy)	• 0–+100 °C	• 0–+60 °C	• -22 až +80 °C	
Zvuková signalizace	• lze vypnout	• lze vypnout	• lze vypnout	• lze vypnout
Paměť	32	19	30	30
Vyměnitelná baterie	•	•	•	•
Třímístný displej [1 desetinné místo]	•	•	•	•
Automatické vypnutí	•	•	•	•
Poznámka	Vysoce přesné a opakovatelné výsledky Vhodný pro domácí i profesionální použití	Vysoce přesné a opakovatelné výsledky Vhodný pro domácí i profesionální použití	Vysoce přesné a opakovatelné výsledky Vhodný pro domácí použití	Vysoce přesné a opakovatelné výsledky Vhodný pro domácí použití

Klasické měření teploty

– snadné použití nejen u dětí



porovnání vlastností a funkcí

Značka	CELIMED®	OMRON	OMRON	CELIMED®	CELIMED®
Model	TC-01	MC-343F	MC-246	DT-K111B	DT-01B
Obchodní označení	Classic	Flex Temp SMART	Eco Temp BASIC	Profi Temp	Basic Temp
Záruční doba	2 roky	3 roky	3 roky	2 roky	2 roky
Typ teploměru	skleněný	digitální	digitální	digitální	digitální
Ekologický / bezrtuťový	• Galium				
Typ hrotu / měřicího konce	Pevný	Ohebný pryžový	Pevný	Ohebný pryžový	Pevný
Orální měření (v konečníku)		• 10 vteřin	• 60–120 vteřin	• 10 vteřin	• 40–60 vteřin
Rektální měření (v ústech)		•	•	•	•
Axilární měření (v podpaždí)		•	•	•	•
Snadná dezinfekce – lze ponořit	•			•	
Dezinfekce otřením	•	•	•	•	•
Zvuková signalizace		•	•	•	•
Paměť		posl. měření	posl. měření	posl. měření	posl. měření
Vyměnitelná baterie		•	•	•	•
Třímístný displej [1 desetinné místo]		•	•	•	•
Automatické vypnutí		•	•	•	•
Poznámka	Vhodný i pro klinické použití	Komfortní měření		Vhodný i pro klinické použití	

porovnání vlastností
a funkcí

Bluetooth



Model	Viva	BF511	HN300T2 Intelli IT	HN286	HN289
Obchodní označení		T – tyrkysová B – modrá	EBK – černá EGY – šedivá		EBK – černá ESL – šedivá
Záruční doba	3 roky	3 roky	2 roky	2 roky	2 roky
Připojení na aplikaci omron-connect NOVĚ (na GooglePlay a AppStore)	Bluetooth SMART		Bluetooth SMART		
Počet senzorů / způsob měření	4 / dolní část těla	8 / celé tělo	4	4	4
Měření (%) tělesného tuku	•	•			
Klasifikace tělesného tuku	•	•			
Výpočet a klasifikace BMI (Body-Mass-index)	•	•	•		
Měření (%) a klasifikace kosterního svalstva	•	•			
Měření (%) a klasifikace viscerálního tuku	•	•			
Výpočet klidového metabolismu RM (kcal)	•	•			
Věkové rozmezí pro měření tělesného tuku ajn. hodnot (Netýká se měření tělesné hmotnosti)	10–80 let	6–80 let			
Měření hmotnosti – rozsah (kg)	2–150 kg	0–150 kg	do 150 kg	do 180 kg	do 150 kg
Uživatelské profily s možností uložení do paměti	4 + Host	4 + Host	2 + Host		
Materiál	Nerezová ocel / Plast	Nerezová ocel / Plast	Tvrzené sklo / Plast	Tvrzené sklo / Plast	Tvrzené sklo / Plast
Způsob zapnutí / vypnutí	Tlačítkem	Tlačítkem	Našlápnutím	Našlápnutím	Našlápnutím
Klinicky ověřená přesnost	•	•			

Měření glukózy a kompletního lipidového profilu

– snadné měření cukru v krvi, cholesterolu a dalších hodnot



porovnání vlastností a funkcí

Model	SD Lipidocare	SD Codefree	SD Gluco Navii NFC
Typ	měřič lipidového profilu + glukometr	glukometr	glukometr
Úhrada pojišťovnou / kód			5000068 plná úhrada
USB připojení k PC offline sw	• SD LMS	• SD Gluco Navii DMS	• SD Gluco Navii DMS
Bezdrátové připojení na aplikaci (Android)			• SD GlucoNavii SmartCare
Měření kompletního lipidového profilu (fotometrie)	•		
Měření TC-celkového cholesterolu (fotometrie)	2,59–11,64 mmol/L		
Měření HDL-cholesterol (fotometrie)	0,65–2,46 mmol/L		
Měření TG-triglyceridy (fotometrie)	0,56–7,34 mmol/L		
Měření LDL, non-HDL, LDL/HDL (výpočet)	•		
Velikost krev. vzorku – lipidový profil	35 µl		
Měření glukózy z krve (elektrochemie)	• GOD	• GOD	• GDH-FAD
Kódování přístroje před měřením glukózy		bez kódování	bez kódování
Rozsah měření glukózy z krve	1,1–33,3 mmol/L	0,6–33,3 mmol/L	0,6–33,3 mmol/L
Velikost krev. vzorku – měření glukózy	0,9 µl	0,9 µl	0,5 µl
Měření lipid. profilu	3 min.		
Měření glukózy z krve	5 vteřin	5 vteřin	5 vteřin
Paměť (vč. data a času)	500	500	500
Hypo-Alarm (upozornění na hypoglykémii)	•	•	•
Alarm připomenutí měření	•	•	•
Napájení	3× AAA	1× CR2032	1× CR2032
Tisk měření na termotiskárnu	• volitelné příslušenství		
Poznámka	Přenosné provedení pro použití kdekoliv	Měřicí proužky jsou vhodné i pro model SD Codefree Plus 5015945	Měřicí proužky 5000071

Použité zdroje v katalogu:

¹¹ Ohkubo T et al. Prediction of ischaemic and haemorrhagic stroke by selfmeasured blood pressure at home: the Ohasama study. Blood Press Monit. 2004;9:315-20

²¹ Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K, a kol. Worldwide epidemiology of atrial fibrillation: a Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation. 2013;129(8):837–847. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005119. Více info na <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4151302/>. Červenec 2019.

³¹ European Society of Cardiology: Atrial Fibrillation [Management of] ESC Clinical Practice Guidelines. Více info na <https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation-Management/>. Červenec 2019

⁴¹ Leong, Darryl, et al. Prognostic value of grip strength: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. 2015.

Náš sortiment naleznete v prodeji zejména ve zdravotnických potřebách a lékárnách

Pouze zde Vám zaškolení odborníci pomohou s výběrem pro Vás vhodného přístroje.

Většina produktů uvedená v tomto katalogu jsou zdravotnické prostředky, více info na www.celimed.cz

- pečlivě u nich prostudujte návod k použití.



Obchodní zastoupení pro ČR + Autorizovaný servis značek:

OMRON, SD BIOSENSOR, GYMY, CELIMED, MICITECH

Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí nad Labem, www.celimed.cz

Obchodní partneři:

tel.: 774 431 364, 602 120 487, 475 212 038,

e-mail: objednavky@celimed.cz

Pro širokou veřejnost:

tel.: 475 211 113, e-mail: info@celimed.cz

Pozáruční servis:

tel.: 475 208 180, e-mail: servis@celimed.cz