

NOVÉ MODELY TLAKOMĚŘŮ snadné k použití i čtení údajů

OMRON M7 Intelli IT AFib Tlakoměr s bluetooth připojením

- Aplikace OMRON Connect pro práci s daty i jejich export. Synchronizace s dalšími aplikacemi, např. Apple Health, Google Fit nebo Samsung Health.
- **NOVĚ TruRead mód - pro objektivní výsledky, průměr tří měření s nastavitelným intervalem**
- Intellisense AFib - detekce síňové fibrilace současně s měřením tlaku
- Unikátní Intelli manžeta (22-42 cm) odstraňuje chyby vznikající nesprávným umístěním na paži (Vhodná pro normální i silnou paži)
- 2 uživatelé x 100 pamětí + host



VALIDOVÁNO
I PRO
DIABETIKY
A TĚHOTNÉ



OMRON M6 Comfort AFib

- **NOVĚ TruRead mód - pro objektivní výsledky průměr tří měření s nastavitelným intervalem**
- Intellisense AFib - detekce síňové fibrilace současně s měřením tlaku
- Unikátní Intelli manžeta (22-42 cm) odstraňuje chyby vznikající nesprávným umístěním na paži (Vhodná pro normální i silnou paži)
- 2 uživatelé x 100 pamětí + host



VALIDOVÁNO
I PRO
DIABETIKY
A TĚHOTNÉ



OMRON M4 Connect AFib/ M3 Comfort AFib

- Aplikace OMRON Connect - M4 Connect AFib
- Intellisense AFib - detekce síňové fibrilace současně s měřením tlaku
- Funkce trojího měření pro objektivnější výsledky
- Unikátní Intelli manžeta (22-42 cm)
- 2 uživatelé x 60 pamětí + host



NOVINKA



OMRON M2+Connect M2+AC/M2+

Tlakoměry s Easy manžetou

- Aplikace OMRON Connect - M2+ Connect
- Kontrola utažení manžety
- Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření
- Vyhodnocení arytmie
- Měkká EASY manžeta se snadným utažením (22-42 cm)
- 30 pamětí



NOVINKA



OMRON Complete

Tlakoměr s EKG (2v1)

Ideální pro prevenci mozkové mrtvice a srdečního infarktu

- Jednokanálové/ bezkabelové EKG měření
- Přesné měření krevního tlaku na paži
- Aplikace OMRON Connect
- Zobrazení EKG v reálném čase s vyhodnocením: Možná síňová fibrilace, bradykardie, tachykardie a normal.
- Měkká EASY manžeta se snadným utažením (22-42 cm)
- 90 pamětí



OMRON A3 Complete

Kompresorový inhalátor s nosní sprchou, pro cílenou léčbu dýchacích cest

- Výběr ze 3 možností dodání léčiva do: horních cest dýchacích: 10 µm MMAD, P= **0,7 ml/min** středních cest dýchacích: 5 µm MMAD, P= **0,5 ml/min** a dolních cest dýchacích: 3 µm MMAD, P= **0,3 ml/min**
- Efektivní léčba díky nastavitelnému rozprašovači mlžiny
- Odolný pístový kompresor
- Jednoduché ovládání
- Napájení: el. síť 230 V
- Registrovaný volně prodejný Zdravotnický prostředek



5019033, Sk. 10.01.01.01



+DÁREK: Vincentka k inhalaci

Základní výbava:

Inhalační souprava, nosní sprcha, maska pro děti, maska pro dospělé, nosní nástavec, cestovní pouzdro

CELIMED C-715

Kompresorový, s přepínatelným výkonem

- Úsporný (pouze 12 W)
- Tichý provoz (méně než 55 dB)
- Nová hi-tech technologie
- Dotyková tlačítka / Informační LED displej
- **Pro profesionální i domácí inhalaci léků, Vincentky i zvlhčování dýchacích cest**
- Časovač / TIMER: 5-30 min.
- Volitelný nebulizační výkon 0,3-0,5 ml/min.
- Nádobka na medikament 10 ml
- Napájení: USB adaptér 230 V / 12 V DC, 1,35 A



5018230, Sk. 10.01.01.01

+DÁREK: Vincentka k inhalaci

CELIMED U-615

Výkonný a spolehlivý ultrazvukový inhalátor

- Pro domácí inhalaci léků, včetně Vincentky i pro zvlhčování dýchacích cest
- Stabilní provedení, velmi jemný aerosol
- Volitelný nebulizační výkon >=2,0 ml/min
- Velký zásobník na léky 12 ml
- Napájení: el. síť 230 V
- Tichý provoz (cca 55dB)



5015940, Sk. 10.01.01.01

+DÁREK: Vincentka k inhalaci

OMRON E3 Intense

Úleva od bolesti bez léků

- 9 inteligentních programů
- 6 léčebných zón a 3 typy masáže
- nastavitelná intenzita stimulace
- jednoduché ovládání třemi tlačítky
- názorný displej s průvodcem léčebnými zónami



Více informací o kompletním sortimentu na www.celimed.cz

OMRON Gentle Temp 730

Bezkontaktní čelní teploměr 2v1
měření čelní teploty a povrchu předmětů

- Vhodné pro domácí použití
- Metrologicky ověřitelný
- Vysoce přesné a opakovatelné výsledky
- Snímač vzdálenosti kontroluje správné umístění
- 1 vteřinové měření
- Podsvícený displej
- Vypínatelný zvukový signál
- Paměť pro 30 měření



NOVINKA



OMRON VIVA

Monitor skladby lidského těla
s bluetooth připojením ke smartphonům

- Jednoduchá aplikace Omron Connect na GooglePlay a AppStore
- Čtyřbodové měření viscerálního tuku, kosterní svaloviny a dalších parametrů pomocí nohou
- Osobní váha do 150 kg
- Výpočet klid. metabolismu RM a BMI indexu
- Přesnost klinicky ověřena!
- Přístroj je určen pro individuální použití



SD Codefree

Technologie měření glukózy pomocí enzymu GOD

- Jednoduchá obsluha bez kódování
- Snadné zjištění glukózy pomocí samonasávacího proužku
- Rychlé 5-ti vteřinové měření
- Velmi malá kapka krve (0,9 µl) pro bezbolestný vpich
- Hypo-Alarm (upozornění na hypoglykémii)
- Alarm připomenutí měření
- Paměť pro 500 hodnot, vč. data a času
- USB připojení k PC offline - software SD Gluco Navii DMS
- Kód pojišťovny pro testovací proužky: 5015945, Sk. 05.02.02.01
- Splňuje požadavky České diabetologické společnosti



OMRON

Detekce AFib

PŘESNÉ VÝSLEDKY
JAKO U LÉKAŘE

Pravidelné sledování krevního tlaku pomáhá včas odhalit změny - často ještě předtím, než se objeví jakékoli příznaky.



No.1 DOPORUČOVANÁ
ZNAČKA*

*Pro domácí měření krevního tlaku v Evropě (EU9)
Kantar Health, průzkum (2019)

Přesnost
klinicky
ověřena

POSTUP PRO SPRÁVNÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

Pravidelné měření – Evropská i Česká společnost pro hypertenzi doporučuje pravidelné měření krevního tlaku klinicky ověřenými (validovanými) tonometry.

Velikost manžety – vyberte si tonometr se správnou velikostí manžety nebo zvolte tonometr s prodlouženou manžetou pro normální i silnou paži.

Uvolněte se – aby byly naměřené hodnoty krevního tlaku spolehlivé, nejméně 30 minut před měřením nejezte, nekuřte, nepijte kávu a necvičte. Měření provádějte v sedu po 10-minutovém uklidnění.

Upevnění manžety – manžetu zajistěte kolem své paže suchým zipem cca 1–2 cm nad loketní ohyb tak, aby mezi manžetou a paží byl prostor maximálně na jeden prst.

Umístění manžety – předloktí mějte volně opřené o stůl tak, aby manžeta byla v úrovni srdce. odstraňte z paže veškerý těsně přiléhající oděv.

Měření – v průběhu měření paži mírně pokrčte v lokti a nezděvejte ji, nemluvte a paži nehýbejte. Obě dolní končetiny se opírají o zem. Nestlačujte si břicho (nezvyšujte nitrobřišní tlak). Měří se vždy na stejné paži na které byl při vstupním vyšetření změřen vyšší TK.

Opakování měření – krevní tlak měříme 2x. Mezi měřeními vyčkejte vždy cca 2 minuty.

Naměřené hodnoty – naměřené hodnoty si zaznamenávejte a sledujte jejich dlouhodobý trend. Neznepokojujte se jednou nadměrně vyšší nebo nadměrně nižší hodnotou TK.

Dávkování léků – nikdy si sami neměňte dávkování léků na základě změřených hodnot bez konzultace s lékařem!

Jak často a kolikrát provádět měření – evropská společnost pro hypertenzi doporučuje zpočátku 7-denní měření, dvakrát ráno a dvakrát večer, výsledky prvního dne nebrat v potaz. Po delší dobu je doporučeno jedno až dvě měření během týdne (není přesně stanoveno).


Záznam naměřených hodnot – na www.zaznamtlaku.cz naleznete elektronický záznamník a další užitečné rady pro domácí měření krevního tlaku v souladu s nejnovějšími lékařskými poznatky a doporučeními. Takto zaznamenaným hodnotám lépe porozumíte a můžete je konzultovat s lékařem nebo zasílat e-mailem.

DOPORUČUJEME Poradna vysoký krevní tlak – lékař odpovídá na www.rady-lekare.cz

Vypracováno podle Doporučení diagnostických postupů u arteriální hypertenze České společnosti pro hypertenzi

Česká společnost pro hypertenzi doporučuje pravidelné měření krevního tlaku

HYPERTENZE A SÍŇOVÁ FIBRILACE (AFIB)



Vysoký krevní tlak, neboli hypertenze, může způsobovat zdravotní problémy bez jakékoliv viditelné příčiny. Podle Světové zdravotnické organizace je hypertenze největším rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou srdeční choroby a mozkové příhody. Hypertenze je také hlavním rizikovým faktorem vzniku AFib u dospělých.¹

CO JE AFIB A JAKÁ JSOU JEHO RIZIKA?

AFib je nejčastější porucha srdečního rytmu, která často není diagnostikována. Jedním z největších rizik AFib je cévní mozková příhoda. Účinná léčba může snížit riziko cévní mozkové příhody až o 68 %.² Proto je důležité odhalit AFib a co nejdříve zahájit léčbu. (více na www.afib.cz)

SCREENING AFIB

Omron AFib tlakoměry řady M7, M6, M4 a M3 zajišťují snadné měření krevního tlaku a zároveň kontrolu AFib v jednom kroku doma a pomáhají tak k prevenci mozkové mrtvice.

DOMÁCÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

Díky pravidelnému měření a zaznamenávání hodnot krevního tlaku mohou uživatelé identifikovat faktory, které ovlivňují jejich krevní tlak a přijmout opatření, k jeho snížení. Měření krevního tlaku doma a sledování jeho hodnot může být klíčem k lepšímu řízení hypertenze a zlepšení celkového zdraví každého jednotlivce.

Citované zdroje 1.–4.: www.celimed.cz / Prevence mozkové mrtvice

Studie prokázaly, že pravidelné domácí měření pomáhá uživatelům snížit hodnotu jejich systolického krevního tlaku v průměru o 3,8 mmHg a diastolického krevního tlaku o 1,86 mmHg.³

TruRead je nová funkce u modelů řady M7 a M6, která zprůměruje výsledky tři měření v nastavitelném časovém intervalu (od 15 do 120 sekund). Získáte tak objektivnější a přesnější výsledky měření.

APLIKACE OMRON CONNECT - více porozumění pro lepší zdraví


Bezplatná aplikace zaznamenává a řadí hodnoty z vybraných přístrojů OMRON, aby poskytla lepší obraz o zdraví a pomohla k lepší péči o Vaše srdce.

- přehledné zobrazení všech měření s barevně značenými výsledky a umožňuje sledování jejich vývoje
- lepší porozumění naměřeným hodnotám
- synchronizování zdravotních údajů s dalšími aplikacemi např. Apple Health, Google Fit nebo Samsung Health.
- snadné sdílení výsledků s Vaším lékařem.

Dle klinických studií vykázalo **70 % aktivních uživatelů OMRON Connect nižší hodnoty krevního tlaku po 6 měsících.**⁴

INTELLI MANŽETA (22-42 cm)

odstraňuje chyby při nesprávném umístění manžety na paži a tím zaručí přesné měření v jakékoliv pozici manžety na paži. **Lékaři se na takto změřené výsledky mohou vždy spolehnout.**



1 ze 3 lidí si neměří krevní tlak správně, z důvodu nesprávného umístění standardní manžety.

Přehled tlakoměrů

Snadný výběr správného tlakoměru pro Vás

	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2x100+G	2x100+G	1x90	2x60+G	2x60+G	1x30	1x30
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M7 Intelli IT AFib							
M6 Comfort AFib							
Complete (tlak&EKG)							
M4 Connect AFib							
M3 Comfort AFib							
M2+ Connect							
M2+AC/M2+							

Proč si vybrat OMRON

- Intellisense** - jedinečný systém inteligentního nafukování a vyfukování manžety. Jednoduchá obsluha, příjemné a nebolešivé měření.
- Bluetooth připojení ke smartphonům **Aplikace OMRON Connect** zdarma na GooglePlay a AppStore **Nyní v českém jazyce!**
- Intellisense AFib** detekce síňové fibrilace AFib současně s měřením tlaku, jedné z hlavních příčin mozkové mrtvice **více info na www.afib.cz**
- Indikátor utažení manžety** kontrola pro správné měření. Snadno poznáte, zda máte manžetu správně nasazenou.
- Intelli manžeta pro vysoce přesné výsledky** prodloužená, vytvarovaná (22–42 cm). Odstraňuje chyby při jejím nesprávném umístění okolo paže. Více na www.1ze3.cz Nahrazuje 2 manžety (standardní a pro silnou paži)
- EASY manžeta pro snadné utažení** prodloužená, měkká (22–42 cm). Dokonale se přizpůsobí Vašemu tvaru paže. Nahrazuje 2 manžety (standardní a pro silnou paži)
- NOVĚ TruRead mód - pro objektivní výsledky průměr tří měření s nastavitelným intervalem** - splňuje doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi. U modelů M4 Connect AFib/M3 Comfort AFib je pevný interval mezi měřeními: 30 vteřin.
- Paměť** pro 2x dva uživatele/ 1x jednoho uživatele/režim G hosta, bez uložení
- Přesnost klinicky ověřena** Klinicky ověřeno - splňuje mezinárodní standardy pro klinickou validaci v porovnání s manuální metodou lékaře. Takto označené tonometry splňují také doporučení České společnosti pro hypertenzi.

Uvedené přístroje jsou zdravotnické prostředky – pečlivě prostudujte návod k použití.

V prodeji ve zdravotnických potřebách a lékárnách. Pouze zde Vám zaškolení odborníci pomohou s výběrem vhodného přístroje pro Vás – přesného a klinicky ověřeného. Jde o Vaše zdraví!

Autorizované obchodní zastoupení a servis OMRON, SD Biosensor pro ČR: CELIMED s.r.o. Servis a kalibrace: servis@celimed.cz, tel.: 475 208 180



info@celimed.cz
infotel.: +420 475 211 113
www.krevniltlak.cz

Váš prodejce