

Automatické tlakoměry na paži – vyberte si ze široké nabídky



OMRON



porovnání vlastností a funkcí

Model	M7 Intelli IT	M6 Comfort IT	M6 Comfort	M6 AC	M3 IT	M3	M3 Comfort	M2	M2 basic	MIT Elite Plus	MIT Elite	M10-IT	I-C10
Záruční doba	5 let	5 let	5 let	5 let	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Intellisense™ – technologie inteligentního nafukování manžety	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Připojení na aplikaci omron-connect.cz NOVÉ pro Android/iOS zařízení (na GooglePlay a AppStore)	Bluetooth SMART												
Připojení na platformu B-LINK.cz	USB kabel				USB kabel								
Připojení k PC offline sw: (Pouze do Windows 7)										USB kabel, CD-Rom součástí balení		USB kabel, CD-Rom součástí balení	
Barevný indikátor hypertenze	Zelená / oranžová	Zelená / oranžová	Zelená / oranžová	Zelená / oranžová	Oranžová / nepodsvíceno	Oranžová / nepodsvíceno	Oranžová / nepodsvíceno						
Barevný indikátor utažení manžety	Zelená / oranžová	Zelená / oranžová	Zelená / oranžová	Zelená / oranžová	Zelená / nepodsvíceno	Zelená / nepodsvíceno	Zelená / nepodsvíceno						
Nárazuvzdorný senzor	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Kapacita paměti	2x 100	2x 100	2x 100	2x 100	2x 60	2x 60	2x 60	30	posl. měření	90	90	2x 84	2x 84
Manžeta v prodejním balení	INTELLI (22–42 cm)	INTELLI (22–42 cm)	INTELLI (22–42 cm)	EASY (22–42 cm) Dětská CS2 (17–22 cm)	EASY (22–42 cm)	EASY (22–42 cm)	INTELLI (22–42 cm)	EASY M (22–32 cm)	CM2 (22–32 cm)	CM2 (22–32 cm) Měkká CL-MIT (32–42 cm)	CM2 (22–32 cm) Měkká CL-MIT (32–42 cm)	Comfort (22–42 cm)	Comfort (22–42 cm)
Volitelná manžeta – k dokoupení													
Síťový zdroj – k dokoupení	Omron S	Omron S	Omron S	Omron S součástí balení	Omron S	Omron S	Omron S	Omron S	Omron S	Omron E1600	Omron E1600	Omron S	Omron S
Vyhodnocení vysokého tlaku	Sloupcový ukazatel	Sloupcový ukazatel	Sloupcový ukazatel	Sloupcový ukazatel	Sloupcový ukazatel	Sloupcový ukazatel	Sloupcový ukazatel	Sloupcový ukazatel	Ikona	Ikona	Ikona	Ikona	Ikona
Vyhodnocení arytmií (nepravdivého pulsu)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Indikátor ranní hypertenze	•	•	•	•									
Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Kontrola správného utažení manžety na displeji	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Režim HOST	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Průměr ze 3 hodnot	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Ranní a večerní týdenní průměry	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Zobrazení hodnot v paměti, včetně data a času	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Klinicky ověřená přesnost	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Poznámka	1ze3.cz	1ze3.cz	1ze3.cz	1ze3.cz			1ze3.cz						Uložný prostor na manžetu součástí přístroje

EASY měkká manžeta pro snadné utažení
Unikátní INTELLI manžeta odstraňuje chyby při nesprávném umístění okolo paže

CELIMED®
www.krevnitlak.cz

Uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Všechny změny jsou vyznačeny.

Tlakově na paži s balónkem

OMRON



porovnání vlastností a funkcí

Model	M1 Plus	M1
Záruční doba	3 roky	3 roky
Kapacita paměti	21	14
Manžeta v prodejním balení	CM (22–32 cm)	CM (22–32 cm)
Volitelná manžeta – k dokoupení	CL (32–42 cm)	CL (32–42 cm)
Síťový zdroj – k dokoupení	Omron S	Omron S
Vyhodnocení vysokého tlaku	Ikona	Ikona
Vyhodnocení arytmií (nepravidelného pulsu)	●	
Průměr ze 3 měření	●	
Zobrazení hodnot v paměti, vč. data a času	●	

Tlakově na zápěstí

– rychlé a přesné měření bez vyhrnutí rukávu, praktický pomocník na cesty



porovnání vlastností a funkcí

Model	RS8	RS6	RS3	RS2	RS1
Záruční doba	5 let	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Intelisense™ - technologie inteligentního nafukování manžety	●	●	●	●	●
Připojení na platformu Bi-LINK.cz	NFC / USB adaptér				
Neslyšitelný (0 dB) piezo-kompresor pro extra-diskrétní použití	●	●			
APS polohový senzor pro správnou polohu zápěstí a přesné výsledky měření	LED + ikona	ikona			
Grafický trend vysokého tlaku NOVĚ	●				
Vyhodnocení vysokého tlaku	Sloupcový ukazatel	Sloupcový ukazatel	Sloupcový ukazatel	Ikona	
Zachycení a indikace arytmií (nepravid. pulsu)	●	●	●	●	
Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření	●	●	●		
Kontrola správného utažení manžety	●	●	●	●	
Třířádkový displej (Sys / Dia / Puls)	●	●	●	●	
Zobrazení hodnot v paměti, vč. data a času	●	●	●		
Kapacita paměti	2x 100	90	60	30	poslední měření
Průměr ze 3 měření	●	●	●		
Velikost manžety	13,5–21,5 cm	13,5–21,5 cm	13,5–21,5 cm	13,5–21,5 cm	
Klinicky ověřená přesnost	●	●	●	●	●
<i>Poznámka</i>					