

OMRON HBP-1120

Profesionální měřič krevního tlaku pro vaši ordinaci

Poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky, každý den.



[2]



Přesnost klinicky ověřena

[3]



Duální režim

Lze zvolit plně automatické oscilometrické měření nebo manuální auskultační režim v závislosti na stavu pacienta, jako je například fibrilace síní.



Přesnost a spolehlivost

Splňuje přísné standardy přesnosti dle AAMI.



Funkce „Zero indicator“

Přístroj před měřením provede autokontrolu a nahlásí připravenost k měření.



5 velikostí manžet

Střední (22–32 cm) manžeta součástí balení. Kompatibilní se speciálně navrženými manžetami se snadným čištěním, od vel. SS (12–18 cm) do XL (42–50 cm) se 2 délkami hadiček.



Intellisense - jedinečný systém inteligentního nafukování a vyfukování manžety

Jednoduchá obsluha, příjemné a nebolestivé měření.



Snadné ovládání

Uživatelské rozhraní je jednoduché pro časté použití v klinickém prostředí. Snadno čitelný displej díky jeho sklonu.



Snadné čištění

Monitor a manžety lze dezinfikovat čisticími prostředky na bázi alkoholu.



Odolné provedení

(pumpa, robustní senzor, konektor). Vhodné pro každodenní intenzivní používání v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.



Šetrné k životnímu prostředí

Neobsahuje rtuť.



Cenově výhodný model

Dodáváno se síťovým zdrojem a nedobíjecími bateriemi 4x typu „AA“.

Tonometr je určen pro měření dospělých a dětí od 3 let.



Zakoupíte u našich partnerů nebo na e-shopu:

www.krevnitlak.cz

1 - For home blood pressure monitors in Europe, Cerner Envida, survey with cardiologists (2023) • 2 - From the date of purchase. Applicable to OMRON blood pressure monitors purchased after June 1, 2023, excluding Nightview, HeartGuide, HEM-907, HBP-1120, HBP-1320, and HEM-9210T • 3 - Senoo K. et al. Diagnostic Value of Atrial Fibrillation by Built-in Electrocardiogram Technology in a Blood Pressure Monitor. May 2020 Circulation